



EIPW22

JAY®ジップバック オーダーフォーム



2012年10月版2013年8月現在

株式会社アクセスインターナショナル 東京本社：電話03-5856-9611 FAX03-5856-9622 大阪営業所：072-223-1152 FAX072-223-1154

発注日	お客様名	代理店名	担当者	P/O#
受注日	連絡先 (<input type="checkbox"/> お客様 <input type="checkbox"/> 代理店担当者 <input type="checkbox"/> 病院・学校・施設 <input type="checkbox"/> _____)			
住所			電話番号	
お届け先			電話番号	

JAY®ジップバック

JAY®ジップバック

 JAY®ジップバック基本価格

¥58,000


※一覧表からサイズをお選びください

※ユーザー体重74.8kgまで使用可

※JAY®ジップバックには以下の特徴があります

1. ウルトラ・ライトウェイト取付金具が付属します
2. 付属の取り付け金具は取り付ける向きを変更（通常または逆付け）することで、バックレストの位置を最大約7.6cm前方へ設定することができます。
3. 10mmコンボレンチが付属します
4. -20°~20°角度調整が可能です
5. バックレスト取付金具部分カバー（材質：ネオプレン）が付属します
6. 防水インナーカバーおよび抗菌アウターカバーが付属します
7. 調整式ランバー（腰部）サポートが付属します

※コントウアの奥行き



バックレスト幅	8"(20.3cm)	10"(25.4cm)	12"(30.5cm)	14"(35.6cm)
車いすのバックポストの幅	8"~9"(20.3~22.9cm)	10"~11"(25.4~27.9cm)	12"~13"(30.5~33.0cm)	14"~15"(35.6~38.1cm)
ユーザーの体幹幅の最大値	7"(17.8cm)	9"(22.9cm)	11"(27.9cm)	13"(33.0cm)
コントウアの奥行き*	1"(2.5cm)	1.5"(3.8cm)	2"(5.1cm)	2.5"(6.4cm)

※サイズをお選びください

バックレスト幅


			8"(20.3cm)	10"(25.4cm)	12"(30.5cm)	14"(35.6cm)
バック レスト 高		6" (15.2cm) [S]	<input type="checkbox"/> JZIPB08S	<input type="checkbox"/> JZIPB10S	<input type="checkbox"/> JZIPB12S	<input type="checkbox"/> JZIPB14S
		8" (20.3cm) [M]	<input type="checkbox"/> JZIPB08M	<input type="checkbox"/> JZIPB10M	<input type="checkbox"/> JZIPB12M	<input type="checkbox"/> JZIPB14M
		10" (25.4cm) [T]	<input type="checkbox"/> JZIPB08T	<input type="checkbox"/> JZIPB10T	<input type="checkbox"/> JZIPB12T	<input type="checkbox"/> JZIPB14T
		12" (30.5cm) [X]	<input type="checkbox"/> JZIPB08X	<input type="checkbox"/> JZIPB10X	<input type="checkbox"/> JZIPB12X	<input type="checkbox"/> JZIPB14X

【注意】製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については(株)アクセスインターナショナルまでお問い合わせください。

J A Y®ジップバック アクセサリー

ヘッドレスト

JZHED6	○ 6"(15.2cm)ブラッシュパッド・ヘッドレスト	¥45,000
JPLSH06	6"(15.2cm)ブラッシュパッド(撥水加工)	
JZIPBHH	ジップバック用取付金具	
JZHED8	○ 8"(20.3cm)ブラッシュパッド・ヘッドレスト	¥45,000
JPLSH08	8"(20.3cm)ブラッシュパッド(撥水加工)	
JZIPBHH	ジップバック用取付金具	
JZHEDCINF	○ 6"(15.2cm)コントウアパッド・ヘッドレスト	¥43,000
JCNTR06	6"(15.2cm)コントウアパッド(撥水加工)	
JZIPBHH	ジップバック用取付金具	
JZHEDCS	○ 8"(20.3cm)コントウアパッド・ヘッドレスト	¥43,000
JCNTR08	8"(20.3cm)コントウアパッド(撥水加工)	
JZIPBHH	ジップバック用取付金具	



パニティーフラップ ※パニティーフラップはJ A Y®ジップバックの標準オプションに含まれていません

VF08	○ 幅8"~9"(20.3~22.9cm)	¥4,500	VF12	○ 幅12"~13"(30.5~33.0cm)	¥4,500
VF10	○ 幅10"~11"(25.4~27.94cm)	¥4,500	VF14	○ 幅14"~15"(35.6~38.1cm)	¥4,500

ポジショニング・コンポーネント

J3SPNCR	○ カーブタイプ・シム	¥2,800	J3SPNBL	○ ラージビーン・バッグ	¥3,200
J3SPNBS	○ スモールビーン・バッグ	¥3,000	J3SPNLS	○ ラテラル・シム	¥5,000
J3SPNFL	○ フラットタイプ・シム	¥2,800	J3SPNLP	○ ポステリア・ラテラル・ペルビック	¥5,000

カーブタイプ・シム	フラットタイプ・シム	ラテラル・シム	スモールビーン・バッグ	ラーズビーン・バッグ	ポステリア・ラテラル・ペルビック
幅10"(25.4cm)	幅10"(25.4cm)	幅2.4"(6.1cm)	幅6"(15.2cm)	幅10"(25.4cm)	幅5.3"(13.5cm)
高さ4"(10.2cm)	高さ4"(10.2cm)	高さ4.3"(10.9cm)	高さ4.5"(11.4cm)	高さ3.2"(8.1cm)	高さ3.6"(9.1cm)
奥行き0.5"(1.3cm)	奥行き0.3"(0.8cm)	奥行き0.5"(1.3cm)	奥行き0.75"(1.9cm)	奥行き0.75"(1.9cm)	奥行き0.75"(1.9cm)

ラテラルサポート

J A Y®ジップバック専用 固定式胸部ラテラルサポート ※専用取付金具が付属します

JZFX34F	○ 固定式3x4"(7.6x10.2cm)フラット・ラテラル	¥20,000	JZFX34C	○ 固定式3x4"(7.6x10.2cm)カーブド・ラテラル	¥21,000
JZFX45F	○ 固定式4x5"(10.2x12.7cm)フラット・ラテラル	¥20,000	JZFX45C	○ 固定式4x5"(10.2x12.7cm)カーブド・ラテラル	¥21,000

J A Y®ジップバック専用 スイングアウト(S/A)式胸部ラテラルサポート ※専用取付金具が付属します。表示価格は、左右ペアのときの価格です

JZSA34F	○ S/A式3x4"(7.6x10.2cm)フラット・ラテラル	¥57,000	JZSA34CO	○ 1"(2.5cm)オフセット・S/A式3x4"(7.6x10.2cm)カーブド・ラテラル	¥58,000
JZ34F	3x4"(7.6x10.2cm)フラット・ラテラル		JZ34CO	1"(2.5cm)オフセット・3x4"(7.6x10.2cm)カーブド・ラテラル	
JZSAMNT	S/A式取付金具		JZSAMNT	S/A式取付金具	
JZSA45F	○ S/A式4x5"(10.2x12.7cm)フラット・ラテラル	¥57,000	JZSA45CO	○ 1"(2.5cm)オフセット・S/A式4x5"(10.2x12.7cm)カーブド・ラテラル	¥58,000
JZ45F	4x5"(10.2x12.7cm)フラット・ラテラル		JZ45CO	1"(2.5cm)オフセット・4x5"(10.2x12.7cm)カーブド・ラテラル	
JZSAMNT	S/A式取付金具		JZSAMNT	S/A式取付金具	
JZSA34C	○ S/A式3x4"(7.6x10.2cm)カーブド・ラテラル	¥58,000	JZSA34FOA	○ 調整式1"(2.5cm)オフセット・S/A式3x4"(7.6x10.2cm)フラット・ラテラル	¥57,500
JZ34C	3x4"(7.6x10.2cm)カーブド・ラテラル		JZ34FOA	調整式1"(2.5cm)オフセット・3x4"(7.6x10.2cm)フラット・ラテラル	
JZSAMNT	S/A式取付金具		JZSAMNT	S/A式取付金具	
JZSA45C	○ S/A式4x5"(10.2x12.7cm)カーブド・ラテラル	¥58,000	JZSA45FOA	○ 調整式1"(2.5cm)オフセット・S/A式4x5"(10.2x12.7cm)フラット・ラテラル	¥57,500
JZ45C	4x5"(10.2x12.7cm)カーブド・ラテラル		JZ45FOA	調整式1"(2.5cm)オフセット・4x5"(10.2x12.7cm)フラット・ラテラル	
JZSAMNT	S/A式取付金具		JZSAMNT	S/A式取付金具	
JZSA34FO	○ 1"(2.5cm)オフセット・S/A式3x4"(7.6x10.2cm)フラット・ラテラル	¥57,000	JZSA34COA	○ 調整式1"(2.5cm)オフセット・S/A式3x4"(7.6x10.2cm)カーブド・ラテラル	¥58,500
JZ34FO	1"(2.5cm)オフセット・3x4"(7.6x10.2cm)フラット・ラテラル		JZ34COA	調整式1"(2.5cm)オフセット・3x4"(7.6x10.2cm)カーブド・ラテラル	
JZSAMNT	S/A式取付金具		JZSAMNT	S/A式取付金具	
JZSA45FO	○ 1"(2.5cm)オフセット・S/A式4x5"(10.2x12.7cm)フラット・ラテラル	¥57,000	JZSA45COA	○ 調整式1"(2.5cm)オフセット・S/A式4x5"(10.2x12.7cm)カーブド・ラテラル	¥58,500
JZ45FO	1"(2.5cm)オフセット・4x5"(10.2x12.7cm)フラット・ラテラル		JZ45COA	調整式1"(2.5cm)オフセット・4x5"(10.2x12.7cm)カーブド・ラテラル	
JZSAMNT	S/A式取付金具		JZSAMNT	S/A式取付金具	

【注意】製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については(株)アクセスインターナショナルまでお問い合わせください。