

より安全に、より簡単に、より素早く、無限の姿勢



イーゼースタンド バンタム・ミディアムは、スタンディング機器の世界的トップメーカーであるアルティメイト・メディカル社が開発したベストセラー2機種、障害児用に開発されたバンタムと成人障害者用のエボルブを統合して開発された製品です。身長 122cm ~ 167cm に対応しています。



「バンタムを使いたいけれど大きいサイズがない」「障害が重度なのでエボルブでは十分な姿勢保持が得られない」という声に応じて開発されました。

イーゼースタンドの特徴である「座位からむりなく立ち上がるタイプのスタンディング」に、従来の「スーパイン・スタンディング」機能を付加することで無限の姿勢をとることを可能にしました。

より安全に、より簡単に、より素早く姿勢を変えることができ、バンタム・ミディアム1台だけで、お子様は新しい視野を手に入れることができます。

バンタム・ミディアムには、姿勢保持のためにラテラルサポート、ヘッドレスト、フットレスト、テーブルなど様々な姿勢保持用オプションが用意されています。スタンディング機器としてだけでなく、座位保持用椅子としても優れた製品です。詳細は、アクセスインターナショナルまたはお近くの販売代理店までお問い合わせください。

90° /90° 座位



アクティブ姿勢



バンタム・ミディアム 基本価格：350,000 円

スーパイン姿勢
(膝関節、股関節屈曲時)



スーパイン姿勢



仰臥位



直立姿勢



バンタム・ミディアム

■ユニークな特長

1. イージースタンド・バンタム・ミディアムは、立位・アクティブ姿勢・仰臥位をはじめとするさまざまな姿勢をとることが可能です。
2. オプションのシャドウテーブルを使用すると、座位から立位へ姿勢を変えても使用者とテーブルの位置が同じになるように調整されます。
3. シーティングは、プレーナー（平面）、コントウア、あるいはその両方の組み合わせがお選びいただけます。
4. リフトメカニズムは、ハンドル付きの油圧ポンプ式となります。
5. バンタム・ミディアムを使用することで、お子様はさまざまな姿勢をとることと長時間良い姿勢をとることが可能になります。
6. 高緊張等のために移乗が難しいお子様は臥位の状態でバンタム・ミディアムに移乗することができます。拘縮のある方やニーズに応じて股関節や膝関節を屈曲したままでスタンディングをすることも可能です。これができるのはバンタムだけです。



シャドウテーブル、
コントウアバック等を付けたモデル

■さまざまなシーンで

食事のときには・・・

バンタム・ミディアムの高さや角度を調整して、自然で最適な姿勢で食事をとることが可能です。

学校の教室では・・・

バンタム・ミディアムを「アクティブ姿勢」に設定し、機能的な姿勢をとって作業することが可能です。必要に応じてテーブルを着脱し、さまざまなアクティビティに参加することも可能です。

休息のときには・・・

一定の時間スタンディングをした後に、他の機器に移乗することなく、座位、スーパイン姿勢、臥位（仰向け）姿勢などをとることができます。そして、再度スタンディング姿勢に戻ることが可能です。

■バンタム・ミディアムのオプション



バンタム・ミディアム標準モデル

以下の標準オプションが含まれます。

- ・ 5" ロック機能付き後輪キャスター (2)
- ・ 5" 前輪キャスター (2)
- ・ ハンドル付き手動リフト (油圧ポンプ式)
- ・ プレーナーシート
- ・ ニーパッド
- ・ 高さ調整式フットプレート
- ・ 胸ベルト、テーブルなし



スーパイン・
ポジショニング・スイッチ



クリア・シャドウ・
トレイテーブル



フットストラップ



チェストベスト



ヘッドサポート



ブッシュハンドル



前部 首振りキャスター

※掲載されているオプションは一部です。これ以外にもさまざまなオプションがあります。

ACCESS
international

株式会社
アクセスインターナショナル
URL : <http://www.accessint.co.jp>
Eメール : info@accessint.co.jp

販売店

- 東京本社 : 〒123-0871 東京都足立区樺1-1-12
TEL: 03-5856-9611 FAX: 03-5856-9622
- 大阪営業所 : 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町4-163-11
TEL: 072-223-1152 FAX: 072-223-1154