

2015年1月版・2015年4月現在

株式会社アクセスインターナショナル


東京本社: Tel 03-5856-9611 Fax 03-5856-9622 大阪営業所: Tel 072-223-1152 Fax 072-223-1154

注文日	ご購入者様名	
代理店様名	TEL	FAX
ご購入者様施設/病院名		施設/病院担当者様名

リーボLAEモデル 890,000円  
LAE00001

ツープースフリップアップフットレスト  
シート及び背布  
折りたたみ式バックレスト

折りたたみ式バックレスト/角度調整機能付  
片手ガススプリングプッシュアップスタンディング機構  
空気入りタイヤ  
チェストストラップ



① 【フレーム幅】腰(臀部)のサイズ

座った状態で腰(臀部)または大腿の一番広い部分の長さを計測してください。

実寸: 35cm  48cm

フレーム幅:  35cm LAE00005  38cm LAE00006  40cm LAE00007  42cm LAE00008  45cm LAE00009  48cm (153,000円) LAE00010

② 【フレーム奥行き】大腿のサイズ

LAEのフレームサイズは“S-M”と“L-XL”の2通りあります。実寸の上、正しいサイズを選択してください。

座った状態で背面からひざ裏までの長さを計測してください。

シート奥行きは大腿の長さより6-8cm短くなります。

例: 実寸 35cm  
クッション分 -6cm  
フレーム奥行き 29.0cm

実寸: 35cm  62.2cm

フレーム奥行き: **S-Mサイズ**

29.0cm LAE00011  31.2cm LAE00012  33.4cm LAE00013  35.6cm LAE00014  37.8cm LAE00015  40.0cm LAE00016

**L-XLサイズ**

43.0cm LAE00017  45.2cm LAE00018  47.4cm LAE00019  49.6cm LAE00020  51.8cm LAE00021  54.0cm LAE00022

③ 下腿長

測定は靴を履いた状態で計測してください。

下腿長が51cmのときクッションの高さ(リーボ社製クッションの場合3cm)を引いた48cmがフットレストまでの長さとなります。

実寸: 36.0cm  56.0cm

下腿長: **シート高48cm**

36cm  38cm  40cm  42cm  44cm LAE00023~27

**シート高51cm**

40cm  42cm  44cm  46cm  48cm LAE00028~32

**シート高54cm**

44cm  46cm  48cm  50cm  52cm LAE00033~37

**シート高57cm**

48cm  50cm  52cm  54cm  56cm LAE00038~42

4 【ホイールポジション】前部シート高 / 後部シート高設定

- LAE00043  後輪サイズ22”、キャストサイズ5” 前部シート高48cm/後部シート高45cm  
 LAE00044  後輪サイズ24”、キャストサイズ5” 前部シート高51cm/後部シート高47cm  
 LAE00045  後輪サイズ24”、キャストサイズ5” 前部シート高54cm/後部シート高49cm  
 LAE00046  後輪サイズ26”、キャストサイズ6” 前座シート高57cm/後部シート高52cm 26,000円

5 【ユーザー体重】ガススプリング設定

ガススプリングの設定は、使用する方の体重に合わせて適切に選択してください。

- LAE00047  体重40-60kg (フレームサイズ“S-M”)400N  
 LAE00048  体重60-80kg (フレームサイズ“S-M”) 500N  
 LAE00049  体重80-100kg (フレームサイズ“L-XL”) 600N  
 LAE00050  体重100-120kg (フレームサイズ“L-XL”) 700N

6 フレームカラー

標準カラー		オプションカラー(メタリック)68,000円		オプションカラー(リフレックス)71,000円	
LAE00051	プラチナ	LAE00056	ブルーメタリック	LAE00056	オレンジリフレックス
LAE00052	レッド	LAE00057	グリーンメタリック	LAE00057	レモンリフレックス
LAE00053	イエロー	LAE00058	レッドメタリック	LAE00058	シルバーリフレックス
LAE00054	ブルー	LAE00059	シルバーメタリック		
LAE00055	ブラック			LAE00059	アルミニウムポリッシュ 123,000円

7 【スタンダップオペレーション】スタンディングレバー取付位置

- 右(標準)  左 LAE00059/60

8 アームレストカラー

- ブラック(標準) LAE00061  
 ※その他の色をご希望の場合はお問合せ下さい。

9 バックレスト高

標準バックレスト(張り調整背布)

- 31cm(標準) LAE00061  33cm LAE00062  35cm LAE00063  37cm LAE00064  39cm LAE00065  41cm LAE00066

オプションバックレスト

- ① LAE00066  V-Trak®バックレスト(標準)高さ40cm ¥145,000  
 ② LAE00067  V-Trak®バックレスト高さ60cm※ ¥148,000  
 LAE00068  V-Trak®バックレスト高さ80cm※ ¥158,000

※ 座面から肩甲骨下までの距離

10 バックレスト高オプション

- LAE00070~75  バックレスト延長チューブ(15cm) ¥43,000  
 フレーム幅  35cm  38cm  40cm  42cm  45cm  48cm  
 LAE00076  V-Trak®バックレスト延長チューブ(20cm) ¥68,000

11 バックレスト角度

- LAE00070~75  85°  90° (標準)  95°



①



②



12 シートクッション

シート幅 シート奥行	35	38	40	42	45	48	
S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¥30,000
M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¥30,000
L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¥30,000
XL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¥30,000

LAE00076~81  
LAE00082~87  
LAE00088~93  
LAE00094~99

LAE00100  追加カバー ¥14,000

13 ラテラルサポート



V-Track ラテラルサポート パッド&カバー

- M (右) ¥74,000 LAE00100  M (左) ¥74,000 LAE00101  
 L (右) ¥74,000 LAE00102  L (左) ¥74,000 LAE00103

14 膝ウェッジ ※膝ウェッジは取り外し可能です。



① 角型膝ウェッジ(標準)(幅×奥行き)

- 50×100  60×100  80×100  50×150  80×150 LAE00104~LAE00108



② 円錐型膝ウェッジ(オプション)(幅×奥行き) ※角型に比べてサポートする力が高く、特に拘縮に対して効果的です。  
3,400円

- 50-100×100  90-140×100  130-180×100 LAE00109~LAE00111

15 フットレスト



①  固定式ワンピースフットプレート 無料 LAE00112



②  フリップアップワンピースフットプレート ¥34,000 LAE00113



- ③  フットレスト高アダプター(ペア)  
 シート幅: 38,45,48cm用 ¥8,000 LAE00114  
 シート幅: 40, 42cm用 ¥26,000 LAE00115  
 フットレスト滑り止め(表面) ¥7,000 LAE00116

16 フットプレート角度


- 80°  90° (標準)  100° LAE00117~LAE00119

17 後輪ホイール位置

車いすのホイールベースを短くすることで、車いすの操作性が向上しますが後方へ転倒しやすくなります。

後輪ホイールの位置を車いすのサイズよりも前方に設定する場合は転倒防止チューブの装着をおすすめします。

- ポジションS  ポジションM  ポジションL  ポジションXL LAE00120~LAE00123



18 ホイールオプション




LAE00124  エアレスインサート付き後輪ホイール  
※ 標準: アルミハンドリム付き空気入りタイヤ

LAE00125  マラソンプラス(ブラック)付き後輪ホイール  
※ 標準: アルミハンドリム付き空気入りタイヤ  
※ エアレスタイヤとの併用は不可

- ① LAE00126  スピナジー ホイール  
※ ハブロックブレーキ、介助ブレーキ、片手駆動オプションとの併用はできません。  
 レッド LAE00127  ブラック LAE00128  ホワイト LAE00129



(注) 製品の仕様や価格は予告なしに変更される事があります。最新の情報については鞆アクセスインターナショナルまでお問合せください。



18 ホイールオプション(続き)

- ② LAE00130  キャンバー ¥36,000  
 ※ ハブロックブレーキ、介助ブレーキ、片手駆動オプションとの併用はできません。  
 3°  6°  
LAE00131 LAE00132
- ③ LAE00133  スチールハンドリム(ペア) ¥16,000
- ④ LAE00135  オリジナルマックスグリップ(ペア) ¥74,000
- ⑤ LAE00136  エルゴ パラ CPマックスグリップ(ペア) ¥117,000
- ⑥ LAE00136  介助者用ブレーキ付き後輪ホイール ¥236,000  
 ※ 標準タイヤ及びキャンバーなしの時のみ選択可能です。
- ⑦ LAE00137  ハブロックブレーキ付き後輪ホイール ¥46,000  
 ※ 標準タイヤ及びキャンバーなしの時のみ選択可能です。
- ⑧ LAE00138  ワンアームドライブ ¥170,000  
 右 LAE00139  左 LAE00140

19 アクセサリー

- ⑨ LAE00141  トレイテーブル ¥62,000  
 ※ このオプションを選択するとトレイテーブル取付専用のバックレストがついてきます  
 フレーム幅:  35cm  38cm  40cm  42cm  45cm  48cm  
LAE00142 LAE00143 LAE00144 LAE00145 LAE00146 LAE00147
- ⑩ LAE00148  プッシュハンドル(ペア) ¥23,000
- ⑪ LAE00149  高さ調整機能付きプッシュハンドル(ペア) ¥33,000
- ⑫ LAE00150  転倒防止ホイール  
 右 LAE00151 ¥16,000  左 LAE00152 ¥16,000
- ⑬ LAE00153  スイングアウェイ式転倒防止チューブ  
 右 LAE00154 ¥29,000  左 LAE00155 ¥29,000
- LAE00156  スイングアウェイ式転倒防止チューブXLアダプター  
 ※ 後輪取付位置(参考.9)をポジションXLにした場合、XLアダプター付きを選択してください  
 右 LAE00157 ¥22,000  左 LAE00158 ¥22,000
- ⑭ LAE00159  ステップレバー  
 右 LAE00160  左 LAE00161  
 ※ 段差を乗り越える時に介助者が踏むと、簡単に前輪が持ち上がりま
- ⑮ LAE00162  スポークガード透明(ペア) ¥12,000
- ⑯ LAE00163  フットガイド  
 ※ フットプレートに固定して使用します。  
 S 右 LAE00164 ¥28,000  S 左 LAE00165 ¥28,000  
 L 右 LAE00166 ¥30,000  L 左 LAE00167 ¥30,000
- ⑰ LAE00168  6cmブレーキ延長レバー  
 右 LAE00169 ¥9,000  左 LAE00170 ¥9,000
- ⑱ LAE00171  シート奥行き/フットレスト調整金具(クリップ10個、ネジ4個セット) ¥15,000  
 ※ さまざまな方がご利用になるデモ車としてお使いになる方におすすめです。



(注) 製品の仕様や価格は予告なしに変更される事があります。最新の情報については株式会社アクトインターナショナルまでお問合せください。