



クイッキーLXI/LX



2012年11月版・2014年2月現在 簡易版オーダーフォーム

株式会社アクセスインターナショナル 電話 03-5856-9611 F A X 03-5856-9622

発注日	お客様名	代理店名	担当者	P/O#
受注日	連絡先 (<input type="checkbox"/> お客様 <input type="checkbox"/> 代理店担当者 <input type="checkbox"/> 病院・学校・施設 <input type="checkbox"/>)			
住所			電話番号	
お届け先			電話番号	

モデル	
<input type="checkbox"/> クイッキーLX(車軸位置固定型) ※最大体重113.4kg	¥165,000
<input type="checkbox"/> クイッキーLXI(調整式車軸プレート) ※最大体重120.2kg	¥175,000

シート幅&シート長(標準オプション)	
シート幅	<input type="checkbox"/> 12" (30.5cm) <input type="checkbox"/> 13" (33.0cm) <input type="checkbox"/> 14" (35.6cm) <input type="checkbox"/> 15" (38.1cm) <input type="checkbox"/> 16" (40.6cm) <input type="checkbox"/> 17" (43.2cm) <input type="checkbox"/> 18" (45.7cm) <input type="checkbox"/> 19" (48.3cm) ¥13,500 <input type="checkbox"/> 20" (50.8cm) ¥49,000
シート長	<input type="checkbox"/> 12" (30.5cm) <input type="checkbox"/> 13" (33.0cm) <input type="checkbox"/> 14" (35.6cm) <small>※シート長12-14"を選択した場合、24"後輪との併用は不可</small> <input type="checkbox"/> 15" (38.1cm) <input type="checkbox"/> 16" (40.6cm) <input type="checkbox"/> 17" (43.2cm) <input type="checkbox"/> 18" (45.7cm) <input type="checkbox"/> 19" (48.3cm) ¥13,500 <input type="checkbox"/> 20" (50.8cm) ¥52,000



標準仕様車

オプション	
ホイールロック <input type="checkbox"/> ハイ・ブル	無料オプション
<input type="checkbox"/> 介助者用ブレーキ ※20",22"マクのみ可	¥16,000
転倒防止ホイール <input type="checkbox"/> 転倒防止ホイール	¥14,500
ホイールロック延長ハンドル <input type="checkbox"/> 6" (15.2cm) 延長ハンドル(両側)	¥8,300
シートベルト <input type="checkbox"/> 1.5" (3.8cm) 幅エークラフト式(バックなし)	¥7,700

フレームカラー(無料オプション)	
標準フレームカラー	

- | | |
|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> アズテックゴールド | <input type="checkbox"/> ルートピア |
| <input type="checkbox"/> ブラック | <input type="checkbox"/> スパークルシルバー |
| <input type="checkbox"/> ブラックチェリー | <input type="checkbox"/> サンライズオレンジ |
| <input type="checkbox"/> ブラックオパール | <input type="checkbox"/> チタンカラーペイント |
| <input type="checkbox"/> ブルーオパール | <input type="checkbox"/> イエロー |
| <input type="checkbox"/> キャンディーブルー | <input type="checkbox"/> マットブラック |
| <input type="checkbox"/> キャンディーパープル | <input type="checkbox"/> マットブラックチェリー |
| <input type="checkbox"/> キャンディーレッド | <input type="checkbox"/> マットパープル |
| <input type="checkbox"/> エレクトリックブルー | <input type="checkbox"/> マットエレクトリックブルー |
| <input type="checkbox"/> エバーグリーン | <input type="checkbox"/> マットエバーグリーン |
| <input type="checkbox"/> グロウ | |
| <input type="checkbox"/> グリーンアップル | |
| <input type="checkbox"/> ホットスパークルピンク | |
| <input type="checkbox"/> モーヴピンク | |

【参考】 ● 標準オプション 有料の製品およびオプション
 無料オプション

バックレスト	
バックタイプ ● 標準	標準
背布タイプ <input type="checkbox"/> 標準	標準
<input type="checkbox"/> 背張り調整式	¥19,000
<input type="checkbox"/> 背布なし	¥-1,500
バックレスト高 ● 16"-19" (40.6-48.3cm)	標準
ブッシュハンドル <input type="checkbox"/> ストレート	無料オプション
<input type="checkbox"/> 8° ベント	¥2,800

前部シート高 ※後部シート高は前部シート高と比べて0~3.8cm低く設定できます
 ※下記の表は「LXI(調整式車軸プレート)」にのみ適用されます

キャスター 後輪	4"	5"	6"
20"	<input type="checkbox"/> 38.1cm <input type="checkbox"/> 39.4cm <input type="checkbox"/> 40.6cm <input type="checkbox"/> 41.9cm <input type="checkbox"/> 43.2cm <input type="checkbox"/> 44.5cm <input type="checkbox"/> 45.7cm	<input type="checkbox"/> 38.1cm <input type="checkbox"/> 40.6cm <input type="checkbox"/> 41.9cm <input type="checkbox"/> 43.2cm <input type="checkbox"/> 44.5cm <input type="checkbox"/> 45.7cm	<input type="checkbox"/> 40.6cm <input type="checkbox"/> 41.9cm <input type="checkbox"/> 43.2cm <input type="checkbox"/> 44.5cm <input type="checkbox"/> 45.7cm
22"	<input type="checkbox"/> 40.6cm <input type="checkbox"/> 41.9cm <input type="checkbox"/> 43.2cm <input type="checkbox"/> 44.5cm <input type="checkbox"/> 45.7cm <input type="checkbox"/> 47.0cm <input type="checkbox"/> 48.3cm	<input type="checkbox"/> 40.6cm <input type="checkbox"/> 41.9cm <input type="checkbox"/> 43.2cm <input type="checkbox"/> 44.5cm <input type="checkbox"/> 45.7cm <input type="checkbox"/> 47.0cm <input type="checkbox"/> 48.3cm	<input type="checkbox"/> 40.6cm <input type="checkbox"/> 41.9cm <input type="checkbox"/> 43.2cm <input type="checkbox"/> 44.5cm <input type="checkbox"/> 45.7cm <input type="checkbox"/> 47.0cm <input type="checkbox"/> 48.3cm
24"	<input type="checkbox"/> 43.2cm <input type="checkbox"/> 44.5cm <input type="checkbox"/> 45.7cm <input type="checkbox"/> 47.0cm <input type="checkbox"/> 48.3cm <input type="checkbox"/> 49.5cm	<input type="checkbox"/> 43.2cm <input type="checkbox"/> 44.5cm <input type="checkbox"/> 45.7cm <input type="checkbox"/> 47.0cm <input type="checkbox"/> 48.3cm <input type="checkbox"/> 49.5cm	<input type="checkbox"/> 43.2cm <input type="checkbox"/> 44.5cm <input type="checkbox"/> 45.7cm <input type="checkbox"/> 47.0cm <input type="checkbox"/> 48.3cm <input type="checkbox"/> 49.5cm <input type="checkbox"/> 50.8cm

前輪&後輪	
キャスター <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" <input type="checkbox"/> 6"	無料オプション
ホイール <input type="checkbox"/> 20"マク	無料オプション
<input type="checkbox"/> 22"マク <input type="checkbox"/> 24"マク	無料オプション
<input type="checkbox"/> 24"スポーク	無料オプション
タイヤ <input type="checkbox"/> 空気入り <input type="checkbox"/> フルホリ(ノーパンク)	無料オプション
ハンドリム <input type="checkbox"/> アルミ・アノダイズ・ハンドリム	無料オプション
<input type="checkbox"/> プラスチック・コーティング	¥10,500
車軸(アスル) ● クイックリリース	無料オプション

フットレスト	
ハンガー・タイプ ● 70° 開閉・着脱式レッグサポート	無料オプション
延長チューブ ● ショート	無料オプション
フットプレート <input type="checkbox"/> コンボット14"-20"幅(35.6-50.8cm)	無料オプション
<input type="checkbox"/> 成人用角度調整式	¥20,000
<input type="checkbox"/> 小児用角度調整式	¥20,000

アームレスト&アームパッド	
アームレスト <input type="checkbox"/> フリップ・バック	無料オプション
<input type="checkbox"/> フリップ・バック高さ調整式	¥30,000
<input type="checkbox"/> シングル・スト高さ調整式・標準	¥28,500
<input type="checkbox"/> シングル・スト高さ調整式・ロー	¥28,500
アームパッド <input type="checkbox"/> デスクタイプ 10" (25.4cm)	無料オプション
<input type="checkbox"/> アルタイプ 14" (35.6cm)	無料オプション

《注》製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については株式会社アクセスインターナショナルまでお問い合わせください。