

より安全に、より簡単に、より素早く、無限の姿勢



イーリースタンド バンタムは、スタンディング機器の世界的トップメーカーであるアルティメイト・メディカル社が開発した次世代の小児用スタンディング機器です。



イーリースタンドの特徴である「座位からむりなく立ち上がるタイプのスタンディング」に、従来の「スーパイン・スタンディング」機能を付加することでお子様が無限の姿勢をとることを可能にしました。より安全に、より簡単に、より素早く姿勢を変えることができ、イーリースタンド バンタム1台だけで、お子様は新しい視野を手に入れることができます。

イーリースタンド バンタムにはXSとスモールの2タイプが用意されています。この2つのサイズによって就学前から小学校卒業までのお子様への対応が可能です。XSをスモールサイズに拡張する「成長対応拡張キット」も用意されています。詳細は、アクセスインターナショナルまでお問い合わせください。

90° /90° 座位



アクティブ姿勢



イーリースタンド バンタム 基本価格：280,000 円

スーパイン姿勢
(膝関節、股関節屈曲時)



スーパイン姿勢



仰臥位



直立姿勢



イーリースタンド バンタム

■ユニークな特長

1. イーリースタンド バンタム(以下、バンタム)は、立位・アクティブ姿勢・仰臥位をはじめとするさまざまな姿勢をとることが可能です。
2. シャドーテーブルは、座位から立位へ姿勢を変えても使用者からみたときにいつも同じ位置になるように調整されます。
3. バンタムのシーティングは平面、コントゥア、あるいはその両方を組み合わせてお選びいただけます。
4. バンタムのリフトメカニズムは、ガス・スプリング式と油圧ポンプ式から選択することができます。
5. さまざまな異なる姿勢をとることで、お子様は長時間、良い姿勢をとることが可能になります。
6. 高緊張のために他の器具に乗り移ることが困難なお子様は臥位の状態でバンタムに乗り移ることができます。拘縮のある方やニーズに応じて股関節や膝関節を曲げたままでのスタンディングをすることも可能です。これができるのはバンタムだけです。



■さまざまなシーンで

食事のときには・・・

バンタムの高さと角度を調整して、お子様にとって最適で自然な姿勢で食事をとることが可能です。

学校の教室では・・・

バンタムを「アクティブ姿勢」に設定し、機能的な姿勢をとって作業することが可能です。必要に応じてテーブルを着脱し、さまざまなアクティビティに参加することも可能です。

休息のときには・・・

一定の時間スタンディングをした後には、他の機器に乗り移ることなく、座位、スーパイン姿勢、臥位(仰向け)姿勢をとることができ、再度、スタンディング姿勢に戻ることが可能です。

■イーリースタンド バンタムのオプション



スーパインポジショニング



トレイテーブル(クリア) & ハンドグリップ(クリアテーブル専用)



フットストラップ



チェストベスト

※製品には、以下のオプションが標準装備されます。

- ・フットプレート
- ・プレーナーシート
- ・前輪キャスター
- ・手動リフト(ガス・スプリング式)
- ・背布(ブラック)
- ・胸ストラップ
- ・ロック式後輪キャスター
- ・膝パッド
- ・プレーナーバック



ヘッドサポート



プッシュハンドル



前部 首振りキャスター

※掲載されているオプションは一部です。これ以外にもさまざまなオプションがあります。

ACCESS
international

株式会社
アクセスインターナショナル
URL : <http://www.accessint.co.jp>
Eメール : info@accessint.co.jp

販売店

■東京本社 : 〒123-0871 東京都立区橋1-1-12
TEL : 03-5856-9611 FAX : 03-5856-9622
■大阪営業所 : 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町4-163-11
TEL : 072-223-1152 FAX : 072-223-1154

この資料に記載の会社名、製品名は、その会社の登録商標または商標です。また記載された仕様、デザイン、価格などは予告なく変更になることがあります。写真は印刷のため実際の製品の色、大きさと異なる場合があります。この資料の記載内容は2012年4月現在のものです。