

簡単な移乗、多彩なポジショニング、成長対応機能



自然な立ち上がりを可能にさせる  
イーjestand・エボルブ

リハビリ・医療関係者とユーザーの意見をもとにして設計されたイーjestand・エボルブは、使用される方に最適な立位姿勢とポジショニングを提供します。様々なニーズに対応する多くのポジショニングパーツとの組み合わせにより、アクティブな方から重度な障害の方まで幅広くお使いいただけます。イーjestand・エボルブは、使用される方の体型に合わせてミディアムとラージの2タイプが用意されています。



ポンプハンドルを使用したスタンディング

イーjestand・エボルブ ミディアム 基本価格：450,000円

対応身長：120cm～160cm  
体重制限：90kgまで

イーjestand・エボルブ ラージ 基本価格：450,000円

対応身長：150cm～185cm  
体重制限：127kgまで

# イーjistランド・エボルブ

## ■イーjistランド・エボルブの特長

### 1. より正確なポジショニング

正しく快適に立ち上がるための環境はすべてイーjistランド・エボルブ（以下、エボルブ）の中に凝縮されています。立ち上がりの動作を行うための支点を実際の人の体と同じ位置に設けることにより、自然に近い動きでスタンディングを行えるようになります。

### 2. 多彩なポジショニング機能及び成長対応機能

エボルブには、50以上のオプション部品との組み合わせが可能な、高いモジュラー性を持つ立位器具です。シャドウトレイやモバイルオプションは、購入後いつでも有料での追加が可能です。現在エボルブミディアムをご使用の方で、将来エボルブラージへの乗り換えをお考えの方の場合は、成長キットをお使いいただくと、ミディアムからラージへの変更が可能になります。

### 3. 簡単な移乗と自立した操作を可能にするための工夫

エボルブは、ベースフレームの部分に大きなスペースが取れるように設計されており、大きなシートや回転シートなどを追加することにより、使用者がより安全かつ簡単に移乗を行えるように変更することができます。

### 4. 安全と機能性を重視したデザイン

イーjistランドに使用されているフレームは、しっかりとした強度を持ち、使用者の体を支えて安定した座位から立位への移行が行えます。イーjistランドが使用者のみならず、介助者にも愛されている理由は、安全で簡単な横移乗が可能なことと、スタンディングを行う際の安定感があるからです。

### 5. スタンディングの効果をより多くの方に知っていただくために

骨密度を安定させる効果を得るためには、120分のスタンディングエクササイズが必要だとされています。イーjistランドは移乗が簡単なので、使用者はいつでもイーjistランドを使用することが可能になり、長時間のスタンディングエクササイズを行うことができます。



スイングアウェイ・フロントオプション

## ■イーjistランド・エボルブの詳細



- A. 50種類以上のオプションパーツが選択可能
- B. より進化したずり落ち防止効果
- C. 背角度調整機能付き
- D. 5インチロック機能付きキャスター
- E. 簡単な移乗を配慮したオープンフレームデザイン
- F. 様々な調整が可能なフットプレート
- G. モジュラーベース
- H. 跳ね上げ式調整機能付き膝パッド
- I. シンプルなトレイ調整
- J. 幅広のシートサイズ
- K. 工具不要のシート奥行き調整
- L. より使いやすくなったポンプハンドル

**ACCESS**  
international

株式会社  
アクセスインターナショナル  
URL : <http://www.accessint.co.jp>  
Eメール : [info@accessint.co.jp](mailto:info@accessint.co.jp)

販売店

■東京本社 : 〒123-0871 東京都足立区橋1-1-12  
TEL : 03-5856-9611 FAX : 03-5856-9622  
■大阪営業所 : 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町4-163-11  
TEL : 072-223-1152 FAX : 072-223-1154

この資料に記載の会社名、製品名は、その会社の登録商標または商標です。また記載された仕様、デザイン、価格などは予告なく変更になることがあります。写真は印刷のため実際の製品の色、大きさと異なる場合があります。この資料の記載内容は2012年3月現在のものです。