

QUICKIE®

# 後輪駆動タイプ電動車いす クイッキーP222SE

モデルチェンジ

## パワフルな走りと、シンプルな操作性 後輪駆動タイプ電動車いす「P222SE」

- 4ポールモーターパッケージの採用によるパワフルな走行性
- PosiDrive™の搭載（車軸の4点留め）により走行環境に関係なく安定した走りを実現
- 後輪駆動ながら回転半径約66cmでコンパクト
- 10cmの段差越え能力
- 斬新なフレームデザイン
- フレームカラーは23色から選択可能
- 電動ポジショニングオプションはありません。



**クイッキーP222SE 基本価格：1,434,000円～**

※バッテリー及びバッテリー充電器は別売りです。

ACCESS  
international

この資料に記載の会社名、製品名は、その会社の登録商標または商標です。また記載された仕様、デザイン、価格などは予告なく変更になることがあります。写真は印刷のため実際の製品の色、大きさと異なる場合があります。

## パワフルな走りとシンプルな操作性

### 後輪駆動タイプ電動車いす「P222SE」

#### コントローラー（PGドライブテクノロジー）

- ・ベーシックなニーズに対応する  
PGドライブ社のR-Netコントローラー（標準装備）
- ・耐久性が高く、操作はシンプルで簡単です。
- ・プログラムを使って、スピード、回転速度など、  
使用される方のニーズに合わせて設定できます。



R-Net ジョイスティック

#### オプション



ソリッドバックレスト

※JAYのバックレストも装着可能



高さ調整式デュアルポスト  
アームレスト




70° スイングアウト式  
レッグサポート



90° スイングアウト式  
レッグサポート




ラテラルサポート



角度調整式フットレスト  
（成人用）



角度調整式フットレスト  
（小型）



アルミニウムフットレスト

#### 仕様

ドライブホイールポジション	後輪駆動
スピード	8.5mph (約13.6km) ※日本の公道の制限速度は6km/hです。
重量	115lbs. (約52.2kg) ※バッテリー別のとき
バッテリー重量	約19kg (22NF)、約24.5kg (24NF)
全幅	24.5" (約62.2cm)
全長	80.0cm + フットレスト
耐荷重	350lbs. (約158.8kg)
シート幅	14" ~ 24" (35.6 ~ 61.0cm)
シート長	14" ~ 20" (35.6 ~ 50.8cm)
前部シート高	18" ~ 20" (45.7 ~ 50.8cm)
保証	フレーム5年、それ以外1年 ※消耗品は除く

**ACCESS**  
international

株式会社  
アクセスインターナショナル  
URL : <http://www.accessint.co.jp>  
Eメール : [info@accessint.co.jp](mailto:info@accessint.co.jp)

販売店

■東京本社 : 〒123-0871 東京都足立区樺1-1-12  
TEL: 03-5856-9611 FAX: 03-5856-9622  
■大阪営業所 : 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町4-163-11  
TEL: 072-223-1152 FAX: 072-223-1154

この資料に記載の会社名、製品名は、その会社の登録商標または商標です。また記載された仕様、デザイン、価格などは予告なく変更になることがあります。写真は印刷のため実際の製品の色、大きさと異なる場合があります。この資料の記載内容は2013年3月現在のものです。