



# コンフォート&コンパクト電動車いす クイッキーパルス6SC 電動ティルトモデル

## 快適さと機能を追及したデザイン

クイッキーパルス6SC 電動ティルトモデルは、そのコンパクトな車体に、購入後にも様々なサイズの調整が可能な最新のシーティングシステム「ASAP2シート」を標準装備。除圧と姿勢変換を効果的に行う「SPOT50°電動ティルト」などユーザーの快適性・機能性を追求した高機能電動車いすです。

様々なニーズに対応した特殊コントロールも、ご利用いただけます。(オプション)

外出先で、自宅で、職場で、レジャーで、さまざまな状況でご活用いただけます。



クイッキーパルス6 SC 電動ティルトモデル基本価格：**1,246,000円**

上記価格は「ティルトモデル」+「パワーシーティングオプション」+「ヘッドレストオプション」の合計金額です。

※ベースフレームカラーはブラックのみです。

## Comfort and performance in a proven design

### ■効果的なシーティング

- ・ A S P A 2シートは、ご購入後にも使用される方のニーズに合わせた幅、奥行き、背もたれの高さ・角度、アームレスト高、アームパッドやハンガー位置など、様々な調整が可能です。お子さまから成人・高齢者の方まで幅広く、また末永くお使いいただけます。
- ・ S P O T電動ティルトは、最大50°のティルトが可能で除圧や姿勢変換に最適です。
- ・さらなる快適性を追求したA S A P 2を利用したカスタマイズバックをオプションで利用することも可能です。



### ■バックレストオプション



S P O Tカーブタイプ  
(標準オプション)



アートS P Oカスタムバック  
(オプション)



J a y J 3バック  
(別売り)

### ■電動コントロールオプション



#### VR-2コントローラー

- ・ベーシックなニーズに対応するP Gドライブ社のVR-2コントローラー(標準装備)
- ・操作はシンプルで簡単です。



#### R-net拡張型コントローラー

- ・様々なオプションや特殊コントロールが利用可能です。
- ・フルカラーディスプレイ(オプション)

### ■フットレストオプション



センターマウント



6.5°スイングアウト型



スイングアウト(S/A)型高機能  
電動エレベータリングレッグレスト

### ■その他アクセサリオプション

- ・トレイテーブル
- ・ポジショニングベルト
- ・バックパック
- ・杖/クラッチホルダー
- ・酸素ボンベホルダー

駆動輪の位置	中央
最高速度	9.6km/h ※
※日本の公道の制限速度は6km/hです。	
総重量	118kg
全幅	61cm
全長	86cm
耐荷重	136kg
座幅	30 ~ 56cm
シート奥行	30 ~ 56cm
前部シート高	44 ~ 54cm

**ACCESS**  
international

株式会社  
アクセスインターナショナル  
URL : <http://www.accessint.co.jp>  
Eメール : [info@accessint.co.jp](mailto:info@accessint.co.jp)

販売店

- 東京本社 : 〒123-0871 東京都足立区樺1-1-12  
TEL : 03-5856-9611 FAX : 03-5856-9622
- 大阪営業所 : 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町4-163-11  
TEL : 072-223-1152 FAX : 072-223-1154