



クイッキーS646SE BD/SD/MPD オーダーフォーム



2014年7月版2015年7月現在 (100045 REV A)

株式会社アクセスインターナショナル 東京本社：電話03-5856-9611 FAX03-5856-9622 大阪営業所：072-223-1152 FAX072-223-1154

発注日	お客様名	代理店名	担当者	P/O#
受注日	連絡先 (<input type="checkbox"/> お客様 <input type="checkbox"/> 代理店担当者 <input type="checkbox"/> 病院・学校・施設 <input type="checkbox"/> _____)			
住所			電話番号	
お届け先			電話番号	

モデル

クイッキーS646SE

※バッテリーおよびバッテリー充電器は別売りです。

QS640001	<input type="checkbox"/> クイッキーS646SE BD	¥1,470,000
Q2640003	<input type="checkbox"/> クイッキーS646SE SD	¥1,470,000
QS640005	<input type="checkbox"/> クイッキーS646SE MPD	¥1,583,000

パフォーマンスパッケージ

QS640101	<input checked="" type="checkbox"/> 8.5mph(13.7km/h) / 300lb(136.0kg)	無料オプション
----------	---	---------

※日本の公道で使用するときの制限速度は時速6kmです

車載時固定用フック

QS640201	<input type="checkbox"/> 4点留め車載時固定用フック	¥51,000
----------	--	---------

電動ポジショニングシステムタイプ

※エレクトロニクス項目を参照してください

QS640301	<input type="checkbox"/> 0~250lb(0~113.4kg)	無料オプション
QS640302	<input type="checkbox"/> 251~300lb(113.5~136.0kg)	無料オプション

サスペンション

QS640401	<input type="checkbox"/> 175lb(79.4kg)まで	無料オプション
QS640402	<input type="checkbox"/> 176~250lb(79.5~113.4kg)	無料オプション
QS640403	<input type="checkbox"/> 251~300lb(113.5~136.0kg)	無料オプション

LEDライトパッケージ ※R-NET選択時のみ可

QS640501	<input type="checkbox"/> LEDライトパッケージ	¥170,000
----------	--------------------------------------	----------

※リクライニングと併用不可

電動ポジショニングシステム

電動ポジショニングシステムオプション

QS640601	<input type="checkbox"/> 電動CGティルト(53°)	¥592,000
QS640602	<input type="checkbox"/> 電動リクライニング(ずり落ち防止機能付き)	¥631,000
QS640603	<input type="checkbox"/> 電動50°ティルト&ずり落ち防止機能付き 電動リクライニング	¥1,140,000

※クイッキーS646SE MPD選択時のみ可

電動ポジショニングシステムエレクトロニクス

QS640701	<input type="checkbox"/> 標準トグルスイッチアクティベーション	無料オプション
----------	---	---------

※5ページ目アクセサリ「シングルスイッチ」の項目から
スイッチを必ず選択してください

QS640702	<input type="checkbox"/> トグル位置：右側	
QS640703	<input type="checkbox"/> トグル位置：左側	
QS640704	<input type="checkbox"/> スルードライブ1アクチュエーター	¥234,000
QS640705	<input type="checkbox"/> スルードライブ2+アクチュエーター	¥479,000

カラーオプション

フレームカラー

QS649000	<input type="checkbox"/> アズテックゴールド	無料オプション
QS649001	<input type="checkbox"/> ブラック	無料オプション
QS649002	<input type="checkbox"/> ブラックチェリー	無料オプション
QS649003	<input type="checkbox"/> ブラックオパール	無料オプション
QS649004	<input type="checkbox"/> ブルーオパール	無料オプション
QS649005	<input type="checkbox"/> キャンディーブルー	無料オプション
QS649006	<input type="checkbox"/> キャンディーパープル	無料オプション
QS649007	<input type="checkbox"/> キャンディーレッド	無料オプション
QS649008	<input type="checkbox"/> エレクトリックブルー	無料オプション
QS649009	<input type="checkbox"/> エバーグリーン	無料オプション
QS649010	<input type="checkbox"/> グロウ	無料オプション
QS649011	<input type="checkbox"/> グリーンアップル	無料オプション
QS649012	<input type="checkbox"/> ホットスパークルピンク	無料オプション
QS649013	<input type="checkbox"/> モーヴピンク	無料オプション
QS649014	<input type="checkbox"/> ルートピア	無料オプション
QS649015	<input type="checkbox"/> スパークルシルバー	無料オプション
QS649016	<input type="checkbox"/> サンライズオレンジ	無料オプション

フレームカラー(続き)

QS649017	<input type="checkbox"/> チタンカラーペイント	無料オプション
QS649018	<input type="checkbox"/> イエロー	無料オプション

マットフレームカラー

QS649019	<input type="checkbox"/> マットブラック	無料オプション
QS649020	<input type="checkbox"/> マットブラックチェリー	無料オプション
QS649021	<input type="checkbox"/> マットパープル	無料オプション
QS649022	<input type="checkbox"/> マットエレクトリックブルー	無料オプション
QS649023	<input type="checkbox"/> マットエバーグリーン	無料オプション

カスタムカラー

QS640817	<input type="checkbox"/> スターズ&ストライプス(星条旗柄)	¥51,000
QS640818	<input type="checkbox"/> モッシーオークカモフラージュ	¥51,000
QS640820	<input type="checkbox"/> ゼブラ	¥51,000

※フレームカラーからゼブラのベースカラーを選択してください
※フレームカラーの選択がない場合は「ホワイト」が選択されます
※カスタムフレームカラーをベースカラーにすることはできません

【注意】製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については(株)アクセスインターナショナルまでお問い合わせください。

シート

シート幅		
QS640901	<input type="checkbox"/> 14"(35.6cm)	無料オプション
QS640902	<input type="checkbox"/> 15"(38.1cm)	無料オプション
QS640903	<input type="checkbox"/> 16"(40.6cm)	無料オプション
QS640904	<input type="checkbox"/> 17"(43.2cm)	無料オプション
QS640905	<input type="checkbox"/> 18"(45.7cm)	無料オプション
QS640906	<input type="checkbox"/> 19"(48.3cm)	無料オプション
QS640907	<input type="checkbox"/> 20"(50.8cm)	無料オプション
QS640908	<input type="checkbox"/> 22"(55.9cm)※重いす全幅約70.5cm	無料オプション
QS640909	<input type="checkbox"/> 24"(61.0cm)※重いす全幅約70.5cm	無料オプション
シート奥行き		
QS641001	<input type="checkbox"/> 14"(35.6cm)	無料オプション
QS641002	<input type="checkbox"/> 15"(38.1cm)	無料オプション
QS641003	<input type="checkbox"/> 16"(40.6cm)	無料オプション
QS641004	<input type="checkbox"/> 17"(43.2cm)	無料オプション
QS641005	<input type="checkbox"/> 18"(45.7cm)	無料オプション
QS641006	<input type="checkbox"/> 19"(48.3cm)	無料オプション
QS641007	<input type="checkbox"/> 20"(50.8cm)	無料オプション
QS641008	<input type="checkbox"/> 21"(53.3cm)	無料オプション
QS641009	<input type="checkbox"/> 22"(55.9cm)	無料オプション

シートレールタイプ		
QS641101	<input type="checkbox"/> ストレートシートフレーム	無料オプション
※電動高機能エレベーターレックレストと併用不可		
QS641102	<input type="checkbox"/> フレアシートフレーム	無料オプション
※前方両側が1"(2.5cm)ずつ広がる形状(フレア)のフレームです		
シート高		
QS641201	<input type="checkbox"/> 18"(45.7cm)	無料オプション
※電動CGティルトまたはティルト及びリクライニング		
選択時は18.5"(47.0cm)となります		
QS641202	<input type="checkbox"/> 19"(48.3cm)	無料オプション
※電動ポジションオプションと併用不可		
QS641203	<input type="checkbox"/> 20"(50.8cm)	無料オプション
※電動CGティルトまたはティルト及びリクライニング		
選択時は20.5"(52.1cm)となります		
QS641204	<input type="checkbox"/> 21"(53.3cm)	無料オプション
※電動ポジションオプションと併用不可		
シートフレーム角度※ティルトと併用不可		
QS641301	<input type="checkbox"/> 3°	無料オプション
QS641302	<input type="checkbox"/> 6°	※シート高18"(45.7cm)と併用不可
QS641303	<input type="checkbox"/> 9°	※シート高18"(45.7cm)と併用不可

バックレスト

バックタイプ		
QS641401	<input type="checkbox"/> 標準バックレスト	無料オプション
※バックレスト高を選択してください		
QS641402	<input type="checkbox"/> Jayソリッドバックレスト	無料オプション
※バックレスト高を選択してください		
QS641403	<input type="checkbox"/> Jayプレジションバックツール (ラテラル付き)	¥59,000
QS641404	<input type="checkbox"/> Jayプレジションバックツール (ラテラルなし)	¥59,000
QS641405	<input type="checkbox"/> シンメトリックSA式ラテラルパッド	¥58,000
QS641406	<input type="checkbox"/> シンメトリックラテラルパッド	¥33,000
QS641407	<input type="checkbox"/> アシンメトリックラテラルパッド	¥33,000
QS641408	<input type="checkbox"/> アシンメトリックSA式ラテラルパッド	¥58,000
QS641409	<input type="checkbox"/> Jayソリッドバックレストなし	¥-3,000
※電動ポジションを選択する場合、固いシェルを持つJ3バックなどのバックを代用することができます		

バックレスト高(続き)		
※バックレスト高を25-29"(63.5-73.7cm)の間で設定した場合に選択可能な電動ポジション、リクライニングまたはティルト&リクライニングのいずれかになります。		
※これらの電動ポジションを稼働したとき、シートパンとバックレストの下に最大7"(17.8cm)の隙間ができます。		
QS640415	<input type="checkbox"/> 21-22"(53.3-55.9cm)	無料オプション
QS640416	<input type="checkbox"/> 23-24"(58.4-61.0cm)	無料オプション
QS640417	<input type="checkbox"/> 25-26"(63.5-66.0cm)	無料オプション
QS640418	<input type="checkbox"/> 27-28"(68.6-71.1cm)	無料オプション
QS640419	<input type="checkbox"/> 29"(73.7cm)	無料オプション

バックレスト高		
QS640412	<input type="checkbox"/> 15-16"(38.1-40.6cm)	無料オプション
※リクライニングまたはティルト&リクライニングと併用不可		
QS640413	<input type="checkbox"/> 17-18"(43.2-45.7cm)	無料オプション
※リクライニングまたはティルト&リクライニングと併用不可		
QS640414	<input type="checkbox"/> 19-20"(48.3-50.8cm)	無料オプション
※リクライニングまたはティルト&リクライニングと併用不可		

シートタイプ		
QS640420	<input type="checkbox"/> アルミニウムシートパン	無料オプション
QS640421	<input type="checkbox"/> シートパンなし	¥-8,000
※リクライニングと併用不可		
電動リクライニングバックレストの標準角度		
QS640422	<input type="checkbox"/> 90°	無料オプション
QS640423	<input type="checkbox"/> 95°	無料オプション
QS640424	<input type="checkbox"/> 100°	無料オプション

クッション

クッション		
QS642001	<input type="checkbox"/> 2"(5.1cm)クッション	¥20,000

アームレスト

アームレスト

QS642101	<input type="checkbox"/> フリップバック式デュアルポストアームレスト	無料オプション
QS642102	<input type="checkbox"/> 高さ調整フリップバック式デュアルポストアームレスト	¥43,000
QS642103	<input type="checkbox"/> 高さ調整式シングルポストアームレスト	¥45,000
QS642104	<input type="checkbox"/> リクライニング専用高さ調整式アームレスト ※リクライニングまたはティルト&リクライニング 選択時のみ可	無料オプション
QS642105	<input type="checkbox"/> 標準(高さ9-12"(22.9-30.5cm))	無料オプション
QS642106	<input type="checkbox"/> トール(高さ11-14"(27.9-35.6cm))	無料オプション
QS642107	<input type="checkbox"/> アームレストなし	無料オプション

アームパッド

QS642201	<input type="checkbox"/> 10"(25.4cm)厚型パッド ※高さ調整式リクライニングアームレストと併用不可	無料オプション
QS642202	<input type="checkbox"/> 14"(35.6cm)厚型パッド ※高さ調整式リクライニングアームレストと併用不可	無料オプション
QS642203	<input type="checkbox"/> 10"(25.4cm)標準パッド ※高さ調整式リクライニングアームレストと併用不可	¥3,000
QS642204	<input type="checkbox"/> 14"(35.6cm)標準パッド ※高さ調整式リクライニングアームレストと併用不可	¥3,000

アームパッド(リクライニング専用高さ調整式アームレスト選択時)

※リクライニングまたはティルト&リクライニング選択時のみ可

QS642301	<input type="checkbox"/> 16"(40.6cm)リクライニングアームパッド	無料オプション
QS642302	<input type="checkbox"/> 11"(27.9cm)オットーボック社製アームパッドM	¥42,000
QS642303	<input type="checkbox"/> 13"(33.0cm)オットーボック社製アームパッドL	¥42,000

オットーボック社製ハンドパッド

※オットーボック社製アームパッドと併用を推奨します

※リクライニングまたはティルト&リクライニング選択時のみ可

QS642401	<input type="checkbox"/> フラットハンドパッドM(4-1/2x7"(11.4-17.8cm))	¥19,000
QS642402	<input type="checkbox"/> フラットハンドパッドL(5-1/2-9"(14.0-22.9cm))	¥19,000

フットレスト

レッグサポート

QS642501	<input type="checkbox"/> 70°開閉・着脱式レッグサポート	無料オプション
QS642502	<input type="checkbox"/> 90°開閉・着脱式レッグサポート ※小型角度調整フットプレート選択時のみ可	無料オプション
QS642503	<input type="checkbox"/> エレベータリングレッグサポート ※アルミニウムフットプレートまたは角度調整 フットプレート選択時のみ可	¥48,000
QS642504	<input type="checkbox"/> 電動エレベータリングレッグサポート ※電動ELR/ALR延長チューブを選択してください ※耐荷重113.4kg。シート幅16"以上のとき選択可	¥244,000
QS642505	<input type="checkbox"/> 電動高機能エレベータリングレッグサポート ※電動ELR/ALR延長チューブを選択してください ※耐荷重113.4kg。シート幅16"以上のとき選択可	¥319,000
QS642506	<input type="checkbox"/> レッグサポートなし	¥-3,000

延長チューブ

※90°レッグサポートと併用不可

QS642601	<input type="checkbox"/> ショート(13-15"(33.0-38.1cm))	無料オプション
QS642602	<input type="checkbox"/> ミディアム(15-18"(38.1-45.7cm)) ※マルチポジションフットプレートと併用不可	無料オプション
QS642603	<input type="checkbox"/> ロング(18-19"(45.7-48.3cm))	無料オプション
QS642604	<input type="checkbox"/> 電動ELR/ALRミディアム (15.5"-18"(39.4-45.7cm)) ※下腿長が13-15-1/2"(33.0-39.4cm)のときは マルチポジションフットプレートを選択してください	無料オプション
QS642605	<input type="checkbox"/> 電動ELR/ALRロング (17.5-20"(44.5-50.8cm))	無料オプション

フットサポート

QS642701	<input type="checkbox"/> 成人用角度調整式フットプレート(ヒールループ付き)	¥37,000
QS642702	成人用角度調整式フットプレート	
QS642703	ヒールループ	
QS642704	<input type="checkbox"/> 小型角度調整式フットプレート(レッグストラップ付き) ※90°レッグサポート選択時のみ可	¥34,000
QS642705	小型角度調整式フットプレート	
QS642706	レッグストラップ	
QS642707	<input type="checkbox"/> アルミニウムフットプレート ※手動エレベータリングハンガー選択時のみ可	¥6,000
QS642708	<input type="checkbox"/> 左右連結式フットプレート(ヒールループ付き) ※70°スイングアウト式ハンガー選択時のみ可	¥37,000
QS642709	左右連結式ロッキングフットプレート	
QS642710	ヒールループ	
QS642711	<input type="checkbox"/> マルチポジションフットプレート(ヒールループ付き) ※ミディアム延長チューブと併用不可 ※70°SA式ハンガー及び電動エレベータリング、電動 アーティキュレーティング使用時に選択可能	¥37,000
QS642712	マルチポジションフットプレート	
QS642713	ヒールループ	
QS642714	<input type="checkbox"/> フットプレート(ヒールループ付き)なし	無料オプション

フットレストアクセサリ

QS642801	<input type="checkbox"/> 追加レッグストラップ(ブラック)	¥6,000
QS642802	<input type="checkbox"/> トーループ ※角度調整フットプレート選択時のみ可	¥9,000

エレクトロニクス

ドライブコントロール

QS642901	<input type="checkbox"/> R-Net コントローラ(120A)	無料オプション
----------	---	---------

拡張型ドライブコントロール

QS643001	<input type="checkbox"/> R-Net コントローラ(120A)	¥162,000
QS643002	拡張対応型コントローラ(R-Net)	
QS643003	拡張対応型コントローラ用ケーブル類	

R-Net用ジョイスティック

QS643101	<input type="checkbox"/> R-Net 標準型LEDジョイスティック	無料オプション
QS643103	<input type="checkbox"/> R-Net カラーディスプレイジョイスティック	¥35,000

ジョイスティック取付方法

QS643201	<input type="checkbox"/> 固定式マウント	無料オプション
QS643202	<input type="checkbox"/> スイングアウト式マウント	¥39,000

ジョイスティック取付位置 ※高さ調整可能

QS643301	<input type="checkbox"/> 右側	無料オプション
QS643302	<input type="checkbox"/> 左側	無料オプション

ジョイスティックハンドルタイプ

QS643401	<input type="checkbox"/> ポールハンドル	¥13,000
QS643402	<input type="checkbox"/> フォームポールハンドル	¥13,000
QS643403	<input type="checkbox"/> T型ハンドル	¥13,000
QS643404	<input type="checkbox"/> ゴールポストハンドル	¥13,000

特殊コントロール(ディスプレイ及び入出力モジュール)

※R-Net Omniはジョイスティックの反対側に設置されます

QS643501	<input type="checkbox"/> R-Net Omniのみ	¥166,000
QS643502	<input type="checkbox"/> R-Net Omni及びコンパクトジョイスティック	¥179,000

特殊コントロール選択時ジョイスティック等追加オプション

※1台の車いすで特殊コントロールとジョイスティックや外部装置を併用したい場合に
選択してください。

QS643601	<input type="checkbox"/> R-Net カラーディスプレイジョイスティック(追加)	¥49,000
----------	--	---------

R-Net Omni 取付位置

※ジョイスティックを使用する場合、ジョイスティックと反対側に設置されます

QS643701	<input type="checkbox"/> 左側	無料オプション
QS643702	<input type="checkbox"/> 右側	無料オプション

バッテリー充電器

QS643801	<input type="checkbox"/> バッテリー充電器(アルプス計器)	¥46,000
----------	---	---------

バッテリー

QS643901	<input type="checkbox"/> 22NFゲルバッテリー	¥54,000
QS643902	<input type="checkbox"/> GP-24ゲルバッテリー	¥56,000

バッテリーストラップ

QS644001	<input type="checkbox"/> 22NFゲルバッテリー用バッテリーストラップ	無料オプション
QS644001	<input type="checkbox"/> GP-24ゲルバッテリー用バッテリーストラップ	無料オプション

特殊コントロール入力装置※R-Net Omni 選択時に必ず選択してください

スイッチ

QS644101	<input type="checkbox"/> CA55スイッチ(DB9コネクター)	¥25,000
QS644102	<input type="checkbox"/> ミニプロポーショナルジョイスティック	¥133,000

シングルスイッチ

QS644201	<input type="checkbox"/> パディボタンスイッチ	¥14,000
QS644202	<input type="checkbox"/> ディスクスイッチ	¥28,000
QS644203	<input type="checkbox"/> エッグスイッチ(ブラック)	¥17,000
QS644204	<input type="checkbox"/> マイクロライトスイッチ	¥14,000
QS644205	<input type="checkbox"/> リボンスイッチ	¥17,000
QS644206	<input type="checkbox"/> ウォブルスイッチ	¥85,000
QS644207	<input type="checkbox"/> シングルスイッチ取付ブラケット	¥33,000

※ウォブルスイッチと併用不可

ヘッドレスト

ヘッドレスト※特殊コントロールパッケージを選択した場合は選択する必要はありません

QS644301	<input type="checkbox"/> ヘッドレスト8"x4.5"(20.3x11.4cm)	¥84,000
QS644302	カーブドヘッドレスト8"x4.5"(20.3x11.4cm)	
QS644303	着脱式取付金具	

ヘッドレスト※特殊コントロールパッケージを選択した場合は選択する必要はありません

QS644304	<input type="checkbox"/> ヘッドレスト9"x4.5"(22.9x11.4cm)	¥84,000
QS644305	カーブドヘッドレスト9"x4.5"(22.9x11.4cm)	
QS644306	着脱式取付金具	

ラテラルソラシックサポート

パッドスタイル

QS644401	<input type="checkbox"/> カーブドラテラルパッド	¥78,000
QS644402	カーブドラテラルパッド	
QS644403	スイングアウト式マウント	
QS644404	<input type="checkbox"/> ストレートラテラルパッド	¥76,000
QS644405	ストレートラテラルパッド	
QS644406	スイングアウト式マウント	

パッドサイズ

QS644501	<input type="checkbox"/> ラテラルサポート3"x6"(7.6x15.2cm)	無料オプション
QS644502	<input type="checkbox"/> ラテラルサポート4"x5"(10.2x12.7cm)	無料オプション
QS644503	<input type="checkbox"/> ラテラルサポート4"x6"(10.2x15.2cm)	無料オプション

【注意】製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については(株)アクセスインターナショナルまでお問い合わせください。

ホイール

ドライブホイール

QS644601	<input type="checkbox"/> 14"空気入り	無料オプション
QS644602	<input type="checkbox"/> 14"エアレスインサート(ノーバンクタイヤ)	無料オプション
QS644603	<input type="checkbox"/> 14"空気入りクロム/ブラック	¥24,000
QS644604	<input type="checkbox"/> 14"エアレスインサート(ノーバンクタイヤ)クロム/ブラック	¥24,000

タイヤ

QS644701	<input type="checkbox"/> ノビー	無料オプション
ホイールロック		
QS644801	<input type="checkbox"/> プッシュ式ホイールロック	¥15,000
QS644802	<input type="checkbox"/> 取付なし ※必ずQS644801を選択してください	無料オプション

キャスター

リアキャスターホイール

QS644901	<input type="checkbox"/> 4"ソフトポリー	無料オプション
QS644902	<input type="checkbox"/> 4"マイクロライト	¥11,000

フロントキャスターホイール

QS645001	<input type="checkbox"/> 8"エアレスインサート(ノーバンクタイヤ)	無料オプション
QS645002	<input type="checkbox"/> 8"空気入り	無料オプション
QS645003	<input type="checkbox"/> 9"エアレスインサート(ノーバンクタイヤ)	¥15,000
QS645004	<input type="checkbox"/> 9"空気入り	¥15,000

キャスターフォーク

※サスペンションフォークオプションは8"キャスター選択時のみ可		
QS645101	<input type="checkbox"/> ソリッドキャスターフォーク	無料オプション
QS645102	<input type="checkbox"/> サスペンションフォークライト(0-45.4kg)	¥45,000
QS645103	<input type="checkbox"/> サスペンションフォークミディアム(45.5-113.4kg)	¥45,000
QS645104	<input type="checkbox"/> サスペンションフォークヘビー(113.5-181.4kg)	¥45,000

アクセサリ

トレイテーブル

※標準タイプアームパッド14~20"(35.6~50.8cm)選択時のみ可		
QS645201	<input type="checkbox"/> トレイテーブルMED15-17"(38.1-43.2cm)	¥43,000
QS645202	<input type="checkbox"/> トレイテーブルRG18-20"(45.7-50.8cm)	¥43,000

バックバック

QS645301	<input type="checkbox"/> バックバック(ブラック)	¥10,000
QS645302	<input type="checkbox"/> バックバック(ブラック/チャコール)	¥9,000

ポジショニングベルト

QS645401	<input type="checkbox"/> 自動車タイプバックル	無料オプション
QS645402	<input type="checkbox"/> ベルト2"(5.1cm)エア・ラッチ・バックル	¥19,000
QS645403	<input type="checkbox"/> ベルト2"(5.1cm)エア・ラッチ・バックル(パッド付き)	¥21,000

プログラマーパッド

QS645501	<input type="checkbox"/> VR-2用携帯型プログラマーパッド	¥32,000
QS645502	<input type="checkbox"/> R-Net・パソコン接続用プログラマーパッド	¥50,000
QS645503	<input type="checkbox"/> R-Net用DTT携帯型プログラマーパッド	¥125,000

介助者用コントロール

QS645602	<input type="checkbox"/> R-Net介助者用コントロール	¥169,000
QS645603	<input type="checkbox"/> 取付位置: 右側バックポスト	無料オプション
QS645604	<input type="checkbox"/> 取付位置: 左側バックポスト	無料オプション

シングルスイッチ(ティルトまたはリクライニングを操作します)

QS645701	<input type="checkbox"/> リボンスイッチ	¥17,000
QS645702	<input type="checkbox"/> ボディボタンスイッチ	¥14,000
QS645703	<input type="checkbox"/> ディスクスイッチ	¥28,000
QS645704	<input type="checkbox"/> ウォブルスイッチ	¥85,000
QS645705	<input type="checkbox"/> マイクロライトスイッチ	¥14,000
QS645706	<input type="checkbox"/> エッグスイッチ(ブラック)	¥17,000

シングルスイッチマウントブラケット※上記シングルスイッチ選択時は必ず選択してください

QS645801	<input type="checkbox"/> シングルスイッチマウントブラケット	¥33,000
----------	--	---------

シートポーチ

QS645901	<input type="checkbox"/> シートポーチ(ブラック/チャコール)	¥9,000
----------	---	--------

その他のアクセサリ

QS646001	<input type="checkbox"/> キャディー	¥9,000
----------	--------------------------------	--------

ドライブコントロールオプション

※このオプションは拡張型コントロールシステムの選択が必須です		
QS646101	<input type="checkbox"/> 呼吸吸気スイッチ・システム	¥475,000
QS646102	シップ&パフ(呼吸吸気スイッチ)キット	
QS646103	ヘッドレスト	
QS646104	着脱式ヘッドレスト取付金具	
QS646105	シップ&パフ(呼吸吸気スイッチ)チューブ・部品	
QS646106	<input type="checkbox"/> A S Lセンサー式ヘッドコントロール(成人用)	¥982,000
QS646107	A S Lセンサー式ヘッドコントロール(成人用)	
QS646108	着脱式ヘッドレスト取付金具	
QS646109	<input type="checkbox"/> A S Lセンサー式ヘッドコントロール(小型)	¥982,000
QS646110	A S Lセンサー式ヘッドコントロール(小型)	
QS646111	着脱式ヘッドレスト取付金具	
QS646112	<input type="checkbox"/> Switch Itセンサー式ヘッドコントロール(成人用)	¥744,000
QS646113	Switch Itセンサー式ヘッドコントロール(成人用)	
QS646114	着脱式ヘッドレスト取付金具	
QS646115	<input type="checkbox"/> Switch Itセンサー式ヘッドコントロール(小型)	¥744,000
QS646116	Switch Itセンサー式ヘッドコントロール(小型)	
QS646117	着脱式ヘッドレスト取付金具	
QS646125	<input type="checkbox"/> プロポーショナル・チン・コントロール・パッケージ	¥644,000
QS646126	プロポーショナル・ジョイスティック	
QS646127	着脱式取付金具	

呼吸器トレイ

QS646201	<input type="checkbox"/> 呼吸器トレイ	¥237,000
----------	---------------------------------	----------