

注文日	ご購入者様名	
代理店様名	TEL	FAX
ご購入者様施設/病院名		施設/病院担当者様名

車いす寸法

シート幅: _____cm(32cm~42cm, 2cmピッチ)フレームの外々

シート奥行: _____cm(34cm~42cm, 2cmピッチ)

フロントシート高: 下表より選択してください。

	フォーク	フレーム	フロントシート高(cm)						
			43	44	45	46	47	48	
3"	111mm	ロー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	123mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	ワンアーム	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	111mm	ハイ					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ワンアーム						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4"	111mm	ロー		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	123mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	ワンアーム	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	111mm	ハイ						<input type="checkbox"/>	
ワンアーム							<input type="checkbox"/>		

リアシート高: _____cm(38cm~46cm, 1cmピッチ)

ホイールサイズ: 24" 25"
リアシート高は、フロントシート高より0cm~11cm低い位置での設定となります。
仕様によりご希望の設定にできない場合があります。

バックレスト高: _____cm(25cm~40cm, 2.5cmピッチ)

下腿長: _____cm(30cm~45cm, 1cmピッチ)

車いす仕様

フレーム

標準フレーム
 インセット(1cm) ¥12,000

デュアルフレーム ¥12,000

バックレスト

90° 固定式バックレストフレーム

角度調整式バックレストフレーム ¥28,000

プッシュハンドル

プッシュハンドルなし プッシュハンドルあり

背布

背布あり
 ブラック オレンジ シルバー レッド ブルー

背布なし

アームレスト

アームレストなし

パッド付きアームレスト ¥15,000

車いす仕様(続き)

サイドガード

アルミサイドガード(フレームカラーと同色) ¥18,000

フェンダー付きアルミサイドガード(フレームカラーと同色) ¥25,000

フェンダー付きカーボンファイバーサイドガード(ブラック) ¥33,000

フットレスト

オートフォールディング(角度・奥行き調整式)

プラスチック・フットプレート(カフストラップ付き)(ブラック)

カーボン・フットプレート(カフストラップ付き)(ブラック) ¥13,000

フリップアップ(角度・奥行き調整式)

プラスチック・フットプレート(ブラック)

カーボン・フットプレート(ブラック) ¥12,000

アクスルプラグ重心位置(CoG)

標準アダプター: _____cm(1cm~9cm, 1cmピッチ)

ライトアダプター: _____cm(4cm~10cm, 1cmピッチ)

アクスルプレート

アルミ・ロング(フル調整可能)

アルミ・ショート(設定位置より1cm調整) ¥20,000

フォーク

Carbotecture® フォーク (ブラック)

オレンジ シルバー レッド ブルー ¥5,000
※レッド及びブルーは、123mmフォーク選択時には不可となります。

ワンアーム フォーク (ブラック) ¥17,000

オレンジ シルバー レッド ブルー ¥5,000

キャスター

標準ソリッドキャスター(リム:樹脂,黒/ゴム:グレー)

ライトアップソリッドキャスター(リム:樹脂,黒) ¥6,000

ソリッドキャスター(リム:アルミ, シルバー/ゴム:グレー)4"のみ ¥8,000

ソリッド(ソフト)キャスター(リム:アルミ,シルバー/ゴム:黒)4"のみ ¥12,000

オレンジ シルバー レッド ブルー ¥5,000

リアホイール

ライトウェイト(24本ストレートスポーク/シルバー)

プロトン(24本ストレートスポーク/ブラック)耐荷重:100kg ¥30,000

Spinergy® (18本ストレートスポーク/ブラック)(ハブ:シルバー) ¥54,000

Spinergy® (12本ストレートスポーク/ブラック)(ハブ:ブラック) ¥76,000

車いす仕様(続き)

タイヤ

<input type="checkbox"/> シュワルベ ライトラン	
<input type="checkbox"/> ノーパンクタイヤ	
<input type="checkbox"/> マラソンプラスエボリューション	¥5,000

ハンドリム

<input type="checkbox"/> ステンレス(シルバー)	
<input type="checkbox"/> サージLT	¥32,000

ハンドリム取付け幅

<input type="checkbox"/> スーパーナロー(7mm)	¥11,000
<input type="checkbox"/> ナロー(17mm)	
<input type="checkbox"/> ワイド(27mm)	

ホイールキャンバー

<input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 4°

ホイールロック

<input type="checkbox"/> 標準ホイールロック	
<input type="checkbox"/> コンパクトホイールロック	¥6,000

車いす仕様(続き)

カラー

	フレーム 無料	クロスチューブ ¥15,000
ホワイト	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ブリリアントシルバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
マットシルバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
シルバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
サンイエロー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ブリリアントライム	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
マットライム	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ブルー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ブリリアントマリーン	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
マットマリーン	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ブリリアントパープル	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
マットパープル	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
レッドルビー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ブリリアントレッド	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
マットレッド	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
トゥッティフルッティオレンジ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
シルバーテクスチャー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
グラファイトメタリック	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
プラチナメタリック	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ブラック	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
マットブラック	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
シグナルホワイト	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ピンク	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ダークチョコレートメタリック	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スカイブルー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
シアンメタリック	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
マーズレッド(オレンジ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
カプチーノ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
キウイ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
フラミンゴグリッター	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
マットアンソラサイト	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
アズリブルー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>