

zippie®

ジッピーTS

■基本価格（固定フレーム）340,000 円

■基本価格（折りたたみ式）350,000 円

シートパンおよび角度調整式フットプレートが標準装備されます。

1. ジッピーTSのポイント

ジッピーTSは使われる方の成長に合わせての拡張が可能です。

- 身長伸びに対応する拡張機能は、フレームやフットレストハンガーに組み込まれています。
- 体の幅の成長への対応は、左右のフレームを繋ぐストラットチューブ等の交換で可能になります。



2. トゥルーフィットプログラム

ジッピーTSを購入された方には購入から5年の間に1回の無料拡張が受けられるトゥルーフィット・プログラムが用意されています。

トゥルーフィット・プログラムでは以下の部品が無料で交換されます。

（別途、作業工賃がかかる場合がございます。詳細は販売店までお問い合わせください）

- ストラットチューブ
 - クロスバー
- ※折りたたみ式のみ




ACCESS
international

この資料に記載の会社名、製品名は、その会社の登録商標または商標です。また記載された仕様、デザイン、価格などは予告なく変更になることがあります。写真は印刷のため実際の製品の色、大きさと異なる場合があります。

3. 新型ジッピー TS の新しいオプション



※ 2



※ 1



※ 3



※ 4



※ 5


- フットリリース（足での操作）によるティルト・スイッチ
- 従来と同様にコンパクトに収納するために
フォルディングモデルもご用意しています。
- 改良された角度調整式のストローラーハンドル※5
- 車載用取り付け金具（固定用フック）の位置が
使いやすい位置になりました。
- ティルトのためのレールにライン状の隆起部分が作られ、
受け部分の溝とともに横揺れの防止をします。
- 高さ調整アームレストのデザインが一新されました※6
- クリア・スポークガードのデザインが一新されました※7
- フレームカラーに新色が加わり、いくつかの旧色がなくなりました。
右図※8 は蓄光色「グロウ」。



※ 6



※ 7



※ 8