

株式会社アクセスインターナショナル  
 東京本社: Tel 03-5856-9611 Fax 03-5856-9622 大阪営業所: Tel 072-223-1152 Fax 072-223-1154

注文日	ご購入者様名	
代理店様名	TEL	FAX
ご購入者様施設/病院名		施設/病院担当者様名

クイッキーXPLORE - 後輪駆動電動車いす

XPLORENS  XPLORE シーティング無しモデル ベース ¥960,000

ユーザー体重

WCA3  耐荷重136kg まで 標準

モーターオプション

MP65  10km/h仕様 4ポールモーター 標準

MP85  13.6km/h仕様 4ポールハイスピードモーター(ユーザー体重113kgまで - VR2エレクトロニクスは対応なし) 無料

フレームカラー

FCBLK  ブラック 無料 FCTXG  トクシックグリーン 無料

FCCBU  ブルーパール 無料 FCBOR  パートオレンジメタリック 無料

FCGRE  レッドパール 無料 FC MPL  ミッドナイトパープル 無料

FCBAO  ブラックオパールメタリック 無料 FCRZB  ラズルベリー 無料

FCGMC  ガンメタル(チャコールグレー) 無料 FCOPM  オレンジパールメタリック 無料

FCSVM  シルパーメタリック 無料 FCYLW  イエロー 無料

FGSBM  ステルスブラックマット 無料 FCPKP  ピンクパール 無料

(Color Code)-M  カラーオプションホイール、フロントカバー、ヘッドレストマウントをフレームカラーに合わせる事ができます。 ¥38,000

アシストライビングパッケージ

INTELLIDR  インテリドライブ<sup>\*1\*2</sup> ¥175,000

\*1 インテリドライブ技術により、直進性が向上します。特殊コントロールなどを使用する方に適しています。

\*2 R-net PM 120Amp拡張式コントローラー(ECR120)が必要です。

車載時固定用フック

TTD4  4点留め車載時固定用フック<sup>\*3</sup> 標準

\*3 4点留め車載時固定用フックは、WC-19衝突試験の承認がまだおいていません。  
このフックは、人が乗っていない車いすを車載時に固定するためのものです。

バッテリー & バッテリートレイ

BAT22NFPR  MK ゲルバッテリー - グループ22NF ペア (ベース幅 = 24" 61cm) ¥54,000

FS22B  グループ22NFバッテリー用バッテリートレイ

BAT24PR  MK ジェルバッテリー - グループ24 ペア (全幅 = 25" 64.5cm) ¥56,000

FS24B  グループ24バッテリー用バッテリートレイ

フレームタイプ(フロントキャスターアーム)

FC AFLR  フレア形状フロントキャスターアーム 無料

FC GASTR  ストレートフロントキャスターアーム 無料

### ドライブホイール

DW14PT	<input type="checkbox"/> 14" キャストホイール空気タイヤ	無料
DW14PI	<input type="checkbox"/> 14" キャストホイール ノーパンクタイヤ	無料
DW144PT	<input type="checkbox"/> 14" x 4" 幅広キャストホイール空気タイヤ*4*6	¥50,000
DW144PI	<input type="checkbox"/> 14" x 4" 幅広キャストホイール ノーパンクタイヤ*4*6	¥50,000
DW12PT	<input type="checkbox"/> 12 1/2" x 2.25" キャストホイール空気タイヤ*5	標準
DW12PI	<input type="checkbox"/> 12 1/2" x 2.25" キャストホイール ノーパンクタイヤ*5	無料

\*4 14" x 4" 幅広ホイール使用の場合、全幅が1.5"-2" 広くなります。  
14" x 4" 幅広ホイールは、ホイールをシュラウドの色に合わせるオプション(FC...-M)対応不可です。

\*5 12 1/2" ドライブホイールは14" と比べ、スピードが少し落ちますがトルクは上がります。またシート高が3/4" 低くなります。  
\*6 VR2エレクトロニクス(ECV902A)は、14" x 4" には対応不可です。

### フロントキャスター

FC6SR	<input type="checkbox"/> 6" ソリッドキャスター(12.5" ホイールとの組み合わせに限る)	無料
FC8PTR	<input type="checkbox"/> 8" 空気入りキャスター	標準
FC8PIR	<input type="checkbox"/> 8" ノーパンクキャスター	無料
FC9PT	<input type="checkbox"/> 9" 空気入りキャスター*7	¥25,000
FC9PI	<input type="checkbox"/> 9" ノーパンクキャスター*7	¥38,000

\*7 9" フロントキャスター使用の場合、地面からシートまでの高さが1/2" 高くなります。  
9" キャスターと12 1/2" ドライブホイールは併用できません。

### 地面からシートまでの高さ(シートパン上部までのおよその距離 ± 1/4")

STFH1525	<input type="checkbox"/> 15 1/4" (シート角度0° のみ)	無料
STFH16	<input type="checkbox"/> 16" (シート角度0° のみ)	無料
STFH17	<input type="checkbox"/> 17" (シート角度0° 及び3° )	無料
STFH18	<input type="checkbox"/> 18" (シート角度 0° 及び 3° )	無料
STFH19	<input type="checkbox"/> 19" (シート角度0° , 3° , 6° )	無料
STFH20	<input type="checkbox"/> 20" (シート角度0° , 3° , 6° , 9° )	無料

### シートフレーム角度初期設定\*10

SFE-0	<input type="checkbox"/> 0° シートフレーム角度初期設定	無料
SFE-3	<input type="checkbox"/> 3° シートフレーム角度初期設定	無料
SFE-6	<input type="checkbox"/> 6° シートフレーム角度初期設定	無料
SFE-9	<input type="checkbox"/> 9° シートフレーム角度初期設定	無料

\*10 上記のシート高をふまえてシート角度を選択して下さい。

### ライトパッケージ

EOLP	<input type="checkbox"/> LED ライトパッケージ(フロントビーム、ウインカー、ハザードライト付テールライトを含む)*11	¥200,000
------	---	----------

\*11 ライト操作付ジョイスティックが必要です。

### ドライブコントローラー & ジョイスティック

ECV902A	<input type="checkbox"/> VR2 90A ドライブコントローラー	標準
ECVJ4K	<input type="checkbox"/> VR2 スタンダード4キージョイスティック*12	標準
ECVJ6K	<input type="checkbox"/> VR2 6キージョイスティック *12	無料
ECVJ9KL	<input type="checkbox"/> ライト操作付 VR2 9キージョイスティック*12	¥50,000

\*12 VR2 90A ドライブコントロール (ECV902A) が必要です。

ECR120	<input type="checkbox"/> R-net PM120A 拡張式コントローラー	¥110,000
ECRNH	<input type="checkbox"/> 拡張式コントローラー用ハーネス*15*16	無料

ECRJJC	<input type="checkbox"/> R-net マルチドライブジョイスティック カラーモニター付*15	無料
ECRJCL	<input type="checkbox"/> R-net マルチドライブジョイスティック カラーモニター、ライト操作付 *15	¥50,000

ECRJCTP	<input type="checkbox"/> R-net マルチドライブジョイスティック カラーモニター、 On & Offモード切替トグルスイッチ、スピードダイヤル付*15	¥63,000
---------	--	---------

ECRJCTT	<input type="checkbox"/> R-net マルチドライブジョイスティック カラーモニター、 On & Offモード切替トグルスイッチ、プロファイル切替トグルスイッチ付 *15	¥63,000
---------	--	---------

ECRJCTPL	<input type="checkbox"/> R-net マルチドライブジョイスティック カラーモニター、 On & Offモード切替トグルスイッチ、プロファイル切替トグルスイッチ、ライト操作付*15	¥75,000
----------	---	---------

\*15 全拡張式R-net PM 120ampコントローラー(ECR120)が必要です。

\*16 ジョイスティックとのインターフェイスとなるため拡張式コントローラーを合わせて購入してください。

### ジョイスティック取付マウントの選択

JSMF	<input type="checkbox"/> 固定式マウント	無料
JMSMA	<input type="checkbox"/> スイングアウェイ式マウント <input type="checkbox"/> 側方スイングアウェイ式 <input type="checkbox"/> 35° 側下方スイングアウェイ式	¥50,000
JSMCM	<input type="checkbox"/> 中央取付けスイングアウェイ式	¥50,000

### ジョイスティックマウント取付ブラケットの選択

JSMFH	<input type="checkbox"/> 高さ固定式	標準
JSMAH	<input type="checkbox"/> 高さ調整可能式 (スイングアウェイ式マウント との併用の必要はございません。)	¥20,000

### ジョイスティック設置位置

HML	<input type="checkbox"/> 左側	HMR	<input type="checkbox"/> 右側
-----	-----------------------------	-----	-----------------------------

### ジョイスティックハンドル

JSH	<input type="checkbox"/> スティックハンドル	標準	JTH	<input type="checkbox"/> T型ハンドル	¥10,000
JBH	<input type="checkbox"/> ボールハンドル	¥10,000	JGP	<input type="checkbox"/> ゴールポストハンドル	¥10,000
JFBH	<input type="checkbox"/> フォームボールハンドル	¥10,000			

### パワーオプション & シーティング

SAABA	<input type="checkbox"/> リハビリシート - シートフレームのみ	¥100,000
SAABA-COR3	<input type="checkbox"/> Corbeauスポーツバック付リハビリシート - 手動リクライニングリリースレバー付 <input type="checkbox"/> レバー左 <input type="checkbox"/> レバー右	¥275,000

※Corbeauスポーツバックは1サイズとなりますが、シート幅は16~20"まで調整が可能です。

### 初期設定シート角度 (リクライニングをつけない場合)

SOBAA	<input type="checkbox"/> 必ず一つ選択してください。: <input type="checkbox"/> 86° <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 94° <input type="checkbox"/> 98° <input type="checkbox"/> 102° <input type="checkbox"/> 106° <input type="checkbox"/> 110° <input type="checkbox"/> 114° <input type="checkbox"/> 118° <input type="checkbox"/> 122°
-------	---

### 小児用調節可能式シート幅

SOWN11-16	<input type="checkbox"/> (地面からシートまでの高さが1 1/4"高くなります)	無料
SOWN11-16	<input type="checkbox"/> 11" <input type="checkbox"/> 12" <input type="checkbox"/> 13" <input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16"	

### 小児用調節可能式シート奥行き

SODN11-16	<input type="checkbox"/> 11" <input type="checkbox"/> 12" <input type="checkbox"/> 13" <input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16"	無料
-----------	---	----

### スタンダード調整可能式シート幅

SOWN15-20-19	<input type="checkbox"/> 幅調整15"から20"まで可能、奥行き19"まで	
SOWN15-20	<input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 19" <input type="checkbox"/> 20"	無料

### 調整可能式シート奥行き

SODN15-19	<input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 19" <input type="checkbox"/> 20"	無料
-----------	---	----

### バックポスト高さ<sup>34</sup> (シートパンからプッシュ・ハンドルの1番上までの高さ)

SOBH16-26	<input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 26"	無料
-----------	---	----

\*34 Corbeauスポーツバック付リハビリシート(SAABA-COR3)では、バックポストオプションは併用できません。

### バックサポート

STDSB	<input type="checkbox"/> コントウアーバックサポート(11"~20"幅、シエルの最大高さ22")	¥100,000
-------	--	----------

### バックサポート高さ (シートパンからバックサポートの1番上までの高さ)

SOBCH16-28	<input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 26" <input type="checkbox"/> 28"	無料
------------	--	----

## アームレスト

### キャンティレバー - 高さ調整可能式アームレスト (リクライニングなし用 - 2つ選択)

SOAFBPFLH	<input type="checkbox"/>	小児用フリップバックキャンティレバー - フルサイズ左 (高さ11" ~ 15"まで1"単位で調整可能)	標準
SOAFBPFRH	<input type="checkbox"/>	小児用フリップバックキャンティレバー - フルサイズ右 (高さ11" ~ 15"まで1"単位で調整可能)	標準
SOAFBPD LH	<input type="checkbox"/>	小児用フリップバックキャンティレバー - デスクサイズ左 (高さ11" ~ 15"まで1"単位で調整可能)	標準
SOAFBPDRH	<input type="checkbox"/>	小児用フリップバックキャンティレバー - デスクサイズ右 (高さ11" ~ 15"まで1"単位で調整可能)	標準
SOAFBFLH	<input type="checkbox"/>	成人用フリップバックキャンティレバー - フルサイズ左 (高さ11" ~ 15"まで1"単位で調整可能)	無料
SOAFBFRH	<input type="checkbox"/>	成人用フリップバックキャンティレバー - フルサイズ右 (高さ11" ~ 15"まで1"単位で調整可能)	無料
SOAFBD LH	<input type="checkbox"/>	成人用フリップバックキャンティレバー - デスクサイズ左 (高さ11" ~ 15"まで1"単位で調整可能)	無料
SOAFBDRH	<input type="checkbox"/>	成人用フリップバックキャンティレバー - デスクサイズ右 (高さ11" ~ 15"まで1"単位で調整可能)	無料

### デュアルポスト - 高さ調整可能式アームレスト (リクライニングなし用 - 2つ選択)

SOADPPLH	<input type="checkbox"/>	小児用高さ調整可能式デュアルポスト - 左 (高さ7" ~ 10"まで調整可能)	無料
SOADPPRH	<input type="checkbox"/>	小児用高さ調整可能式デュアルポスト - 右 (高さ7" ~ 10"まで調整可能)	無料
SOADPFLH	<input type="checkbox"/>	成人用高さ調整可能式デュアルポスト - フルサイズ左 (高さ9 1/2" ~ 13 1/2"まで調整可能)	無料
SOADPFRH	<input type="checkbox"/>	成人用高さ調整可能式デュアルポスト - フルサイズ右 (高さ9 1/2" ~ 13 1/2"まで調整可能)	無料
SOADPD LH	<input type="checkbox"/>	成人用高さ調整可能式デュアルポスト - デスクサイズ左 (高さ9 1/2" ~ 13 1/2"まで調整可能)	無料
SOADPDRH	<input type="checkbox"/>	成人用高さ調整可能式デュアルポスト - デスクサイズ右 (高さ9 1/2" ~ 13 1/2"まで調整可能)	無料

## アームレスト工場出荷時高さの調整

アームレストの高さを \_\_\_\_\_ " にしてください  
(アームレスト高さはシートパンからアームパッド上部までの距離。デュアルポストの場合は必要ありません。)

## アームパッド

SOWAPD	<input type="checkbox"/>	デスクサイズウォーターフォール (10")	取付け位置	<input type="checkbox"/>	左側	<input type="checkbox"/>	右側	無料
SOWAPF	<input type="checkbox"/>	フルサイズウォーターフォール (14")	取付け位置	<input type="checkbox"/>	左側	<input type="checkbox"/>	右側	無料
SOFAPD	<input type="checkbox"/>	デスクサイズスタンダード (10")	取付け位置	<input type="checkbox"/>	左側	<input type="checkbox"/>	右側	標準
SOFAPF	<input type="checkbox"/>	フルサイズスタンダード (14")	取付け位置	<input type="checkbox"/>	左側	<input type="checkbox"/>	右側	標準
SOCAR	<input type="checkbox"/>	ハンドサポート付アームトラフ (18" x 4 1/2") <sup>*37</sup>	取付け位置	<input type="checkbox"/>	左側	<input type="checkbox"/>	右側	¥24,000
SOGELF	<input type="checkbox"/>	フルサイズハイブリッドジェル&フォームアームパッド (14" x 2.5")	取付け位置	<input type="checkbox"/>	左側	<input type="checkbox"/>	右側	¥8,000

\*37 サポート付アームトラフは、アームレストを後ろに倒すときに妨げになる場合があります。

## フットレスト

SOPA AF	<input type="checkbox"/>	小児用スイングアウェイフットレスト	設定角度:	<input type="checkbox"/>	60°	<input type="checkbox"/>	70°	<input type="checkbox"/>	80° <sup>*38</sup>	<input type="checkbox"/>	90° <sup>*38</sup>	標準
		下腿長設定域:	<input type="checkbox"/>	SOFLP5 (5 1/2" - 7 1/2")	<input type="checkbox"/>	SOFLP8 (8 1/2" - 10 1/2")	<input type="checkbox"/>	SOFLP10 (10 1/2" - 15 1/2")				
SOAA F	<input type="checkbox"/>	成人用スイングアウェイフットレスト	設定角度:	<input type="checkbox"/>	60°	<input type="checkbox"/>	70°	<input type="checkbox"/>	80°			標準
		下腿長設定域:	<input type="checkbox"/>	SOFLHD12 (12 1/2" - 15 1/2")	<input type="checkbox"/>	SOFLHD14 (14 1/2" - 19 1/2")						

下腿長の設定を \_\_\_\_\_ " にしてください<sup>\*42</sup>  
下腿長はシートパンからかかとまでの長さ

\*38 シート構成によりこのオプションは適応できない場合があります。

\*39 カーフパッドが付きません。

\*42 フットレストサイズはシートパン上部からフットプレート上部までの距離です。

## フットプレート & アクセサリー

SOSFA F	<input type="checkbox"/>	フリップアップフットプレート	標準
SOAFP	<input type="checkbox"/>	角度調整可能式フリップアップフットプレート - 左右1組	\$25,000
SOAHL	<input type="checkbox"/>	ヒールループ - 左右1組	¥5,000
SOACPF R	<input type="checkbox"/>	スイングアウェイフットレスト(SOAA F)用ヘビードューティーカーフパッド成人用調整可能式ハードウェア付 - 左	¥15,000

## センターマウント

SOAAF90	<input type="checkbox"/> 90° 固定式センターマウントインターフェースブラケット <sup>*46*47</sup> 下腿長設定域: <input type="checkbox"/> SOFBP7 (7 1/2" - 12 1/2") <input type="checkbox"/> SOFBA12 (12 1/2" - 16 1/2") <input type="checkbox"/> SOFBA16 (16 1/2" - 20 1/2")	¥25,000
---------	---	---------

下腿長の設定を\_\_\_\_\_ " にしてください<sup>\*45</sup>  
 下腿長はシートパンからかかとまでの長さ

\*46 シート構成によりこのオプションは適応できない場合があります。  
 \*47 カーフパッドが付きます。  
 \*45 フットレストサイズはシートパン上部からフットプレート上部までの距離です。

## センターマウント用フットプラットフォーム & アクセサリー

SOFUFP	<input type="checkbox"/> フリップアップ一体型フットプラットフォーム	無料
SOAFPFB	<input type="checkbox"/> 角度調整可能式 & センターマウントフリップアップ スプリット フットプレート - 左右1組	¥26,000
SOACPCM	<input type="checkbox"/> 90° 固定式センターマウント(SOAAF90)用カーフパッド、調整可能式ハードウェア付 - 左右1組	¥16,000

## シートポジショニング

SOAUTO	<input type="checkbox"/> 55"シートポジショニングストラップ	標準
--------	---	----

## ラテラルトランクサポート<sup>\*50</sup>

SOSLS3	<input type="checkbox"/> スモールカーブパッド付き調整可能式ラテラル(左右) - 3" x 5"	¥38,000
SOSLM4	<input type="checkbox"/> ミディアムカーブパッド付き調整可能式ラテラル(左右) - 4" x 6"	¥50,000
SOSLL5	<input type="checkbox"/> ラージカーブパッド付き調整可能式ラテラル(左右) - 5" x 7"	¥50,000
SOSLHM	<input type="checkbox"/> 調整可能式スイングアウェイハードウェアマウント - (左右)	¥50,000

**上記よりラテラルパッドをひとつと、調整・取り外し可能ハードウェアを選択してください。**

\*50 ラテラルトランクサポートはCorbeauスポーツバック付リハビリシート(SAABA-COR3)とは併用できません。

## ヒップ & 大腿サポート

SOHTSS10	<input type="checkbox"/> 調整可能式ヒップ & 大腿サポートパッド (左右) - スモール 10" x 4"	¥38,000
SOHTSM12	<input type="checkbox"/> 調整可能式ヒップ & 大腿サポートパッド (左右) - ミディアム 12" x 5"	¥38,000
SOHTSL14	<input type="checkbox"/> 調整可能式ヒップ & 大腿サポートパッド (左右) - ラージ 14" x 6"	¥38,000
SOHTSARH	<input type="checkbox"/> 調整、取り外し可能式ヒップ & 大腿サポートハードウェア - (左右)	¥38,000

**上記よりヒップ & 大腿サポートパッドと、調整・取り外し可能ハードウェアを選んでください。**

## アクセサリ

SOCH	<input type="checkbox"/> カップホルダー (セルフレベルリング)	¥15,000
SOPH	<input type="checkbox"/> RAMマウント X-グリップスマートフォンホルダー	¥25,000
SOTHS	<input type="checkbox"/> RAMマウント X-グリップ小型タブレットホルダー	¥25,000
SOTHL	<input type="checkbox"/> RAMマウント X-グリップ大型タブレットホルダー	¥38,000