

株式会社アクセスインターナショナル
 東京本社: Tel 03-5856-9611 Fax 03-5856-9622 大阪営業所: Tel 072-223-1152 Fax 072-223-1154

注文日	ご購入者様名		
代理店様名	TEL	FAX	
ご購入者様施設/病院名		施設/病院担当者様名	

クイッキーXPLORE - 後輪駆動電動車いす

XPLORENS XPLORE シーティングモデル ベース ￥1,340,000

ユーザー体重

WCA3 耐荷重136kg まで 標準

モーターオプション

MP65 10km/h仕様 4ポールモーター 標準

MP85 13.6km/h仕様 4ポールハイスピードモーター(ユーザー体重113kgまで - VR2エレクトロニクスは対応なし) 無料

フレームカラー

FCBLK <input type="checkbox"/> ブラック	無料	FCTXG <input type="checkbox"/> トクシックグリーン	無料
FCCBU <input type="checkbox"/> ブルーパール	無料	FCBOR <input type="checkbox"/> パートオレンジメタリック	無料
FCGRE <input type="checkbox"/> レッドパール	無料	FCMPL <input type="checkbox"/> ミッドナイトパープル	無料
FCBAO <input type="checkbox"/> ブラックオパールメタリック	無料	FCRZB <input type="checkbox"/> ラズルベリー	無料
FCGMC <input type="checkbox"/> ガンメタル(チャコールグレー)	無料	FCOPM <input type="checkbox"/> オレンジパールメタリック	無料
FCSVM <input type="checkbox"/> シルパーメタリック	無料	FCYLW <input type="checkbox"/> イエロー	無料
FGSBM <input type="checkbox"/> ステルスブラックマット	無料	FCPKP <input type="checkbox"/> ピンクパール	無料

(Color Code)-M カラーオプションホイール、フロントカバー、ヘッドレストマウントをフレームカラーに合わせる事ができます。 ￥38,000

アシストライビングパッケージ

INTELLIDR インテリドライブ^{*1*2} ￥175,000

*1 インテリドライブ技術により、直進性が向上します。特殊コントロールなどを使用する方に適しています。
 *2 R-net PM 120Amp拡張式コントローラー(ECR120)が必要です。

車載時固定用フック

TTD4 4点留め車載時固定用フック^{*3} 標準

*3 4点留め車載時固定用フックは、WC-19衝突試験の承認がまだおれていません。
 このフックは、人が乗っていない車いすを車載時に固定するためのものです。

バッテリー & バッテリートレイ

BAT22NFPR MK ゲルバッテリー - グループ22NF ペア (ベース幅 = 24" 61cm) ￥54,000

FS22B グループ22NFバッテリー用バッテリートレイ

BAT24PR MK ジェルバッテリー - グループ24 ペア (全幅 = 25" 64.5cm) ￥56,000

FS24B グループ24バッテリー用バッテリートレイ

フレームタイプ(フロントキャスターアーム)

FCAFLR フレア形状フロントキャスターアーム 無料

FCASTR ストレートフロントキャスターアーム 無料

ドライブホイール

DW14PT	<input type="checkbox"/> 14" キャストホイール空気タイヤ	無料
DW14PI	<input type="checkbox"/> 14" キャストホイール ノーパンクタイヤ	無料
DW144PT	<input type="checkbox"/> 14" x 4" 幅広キャストホイール空気タイヤ ^{*4*6}	¥50,000
DW144PI	<input type="checkbox"/> 14" x 4" 幅広キャストホイール ノーパンクタイヤ ^{*4*6}	¥50,000
DW12PT	<input type="checkbox"/> 12 1/2" x 2.25" キャストホイール空気タイヤ ^{*5}	標準
DW12PI	<input type="checkbox"/> 12 1/2" x 2.25" キャストホイール ノーパンクタイヤ ^{*5}	無料

^{*4} 14" x 4" 幅広ホイール使用の場合、全幅が1.5"-2" 広くなります。

14" x 4" 幅広ホイールは、ホイールをシュラウドの色に合わせるオプション(FC...M)対応不可です。

^{*5} 12 1/2" ドライブホイールだと14" に比べてスピードが少し落ちますがトルクは上がります。またシート高が3/4" 低くなります。

^{*6} VR2エレクトロニクス(ECV902A)は、14" x 4" には対応不可です。

フロントキャスター

FC6SR	<input type="checkbox"/> 6" ソリッドキャスター(12.5" ホイールとの組み合わせに限る)	無料
FC8PTR	<input type="checkbox"/> 8" 空気入りキャスター	無料
FC8PIR	<input type="checkbox"/> 8" ノーパンクキャスター	標準
FC9PT	<input type="checkbox"/> 9" 空気入りキャスター ^{*7}	¥25,000
FC9PI	<input type="checkbox"/> 9" ノーパンクキャスター ^{*7}	¥38,000

^{*7} 9" フロントキャスター使用の場合、地面からシートまでの高さが1/2" 高くなります。

9" キャスターと12 1/2" ドライブホイールは併用できません。

地面からシートまでの高さ(シートパン上部までのおよその距離 ± 1/4")

シートのみ又はリクライニング

STFH1525	<input type="checkbox"/> 15 1/4" (シート角度0° のみ) ^{*8}
STFH16	<input type="checkbox"/> 16" (シート角度0° のみ)
STFH17	<input type="checkbox"/> 17" (シート角度0° 及び3°)
STFH18	<input type="checkbox"/> 18" (シート角度0° 及び3°)
STFH19	<input type="checkbox"/> 19" (シート角度0° , 3° , 6°)
STFH20	<input type="checkbox"/> 20" (シート角度0° , 3° , 6° , 9°)

電動ティルト仕様、電動ティルト・リクライニング仕様、 電動ティルト・リクライニング・フットレスト仕様

STFH16	<input type="checkbox"/> 16" (シート角度0° のみ) ^{*8}
STFH1675	<input type="checkbox"/> 16 3/4" (シート角度0° のみ) ^{*9}
STFH1775	<input type="checkbox"/> 17 3/4" (シート角度0° のみ) ^{*9}
STFH1825	<input type="checkbox"/> 18 1/4" (シート角度0° のみ)
STFH1875	<input type="checkbox"/> 18 3/4" (シート角度0° のみ)
STFH1925	<input type="checkbox"/> 19 1/4" (シート角度0° のみ)

^{*8} 12 1/2" ドライブホイール(DW12PT又DW12PI) が必要です。

^{*9} ヘビーデューティー11" 電動リフトの使用で地面からシートまでの高さが約1 1/4" 高くなります。(ADDPESXHD)

下腿長: _____ cm
クッション高: _____ cm

シートフレーム角度初期設定*10

SFE-0	<input type="checkbox"/> 0°シートフレーム角度初期設定 (パワーオプションをつける場合必須です)	標準
SFE-3	<input type="checkbox"/> 3°シートフレーム角度初期設定 (パワーオプションをつけないシートでのみ可能です)	無料
SFE-6	<input type="checkbox"/> 6°シートフレーム角度初期設定 (パワーオプションをつけないシートでのみ可能です)	無料
SFE-9	<input type="checkbox"/> 9°シートフレーム角度初期設定 (パワーオプションをつけないシートでのみ可能です)	無料

*10 上記のシート高をふまえてシート角度を選択して下さい。

ライトパッケージ

EOLP	<input type="checkbox"/> LED ライトパッケージ (フロントビーム、ウインカー、ハザードライト付テールライトを含む)*11	¥200,000
------	--	----------

*11 アップグレードジョイスティックまたは、OMNI (ECVJ6KL, ECELJL, ECRJCL, ECRJCTPL, EDIB) が必要です。

PGドライブ90AMPスタンダードコントローラー & ジョイスティック

ECV902A	<input type="checkbox"/> VR2 90A ドライブコントローラー	標準
ECVJ4K	<input type="checkbox"/> VR2 スタンダード4キージョイスティック*12	標準
ECVJ6K	<input type="checkbox"/> VR2 6キージョイスティック (電動機能1つまでジョイスティックで操作可能)*12	無料
ECVJ9KL	<input type="checkbox"/> ライト操作付 VR2 9キージョイスティック (電動機能1つまでジョイスティックで操作可能)*12	¥50,000

*12 VR2 90Aドライブコントローラー (ECV902A) が必要です。

電動シーティング、特殊コントロール用PGドライブ90AMP 全拡張式コントローラー & ジョイスティック

ECEL90	<input type="checkbox"/> R-net EL 90A 拡張式コントローラー	¥60,000
ECRNH	<input type="checkbox"/> 拡張式コントローラー用ハーネス*13*14	無料
ECELJ	<input type="checkbox"/> R-net EL LED マルチドライブジョイスティック*13	無料
ECELJL	<input type="checkbox"/> R-net EL LED マルチドライブジョイスティック、ライト操作付*13	¥50,000

*13 全拡張式EL 90ampコントローラー (ECEL90) が必要です。
*14 ジョイスティックやOMNISクリーンとのインターフェイスとなるため、拡張式コントローラーを合わせて購入してください。

電動シーティング、特殊コントロール用PGドライブ120AMP全拡張式コントローラー & ジョイスティック

ECR120	<input type="checkbox"/> R-net PM120A拡張式コントローラー	¥110,000
ECRNH	<input type="checkbox"/> 拡張式コントローラー用ハーネス*15*16	無料
ECRJCL	<input type="checkbox"/> R-net マルチドライブジョイスティック カラーモニター付*15	無料
ECRJCTP	<input type="checkbox"/> R-net マルチドライブジョイスティック カラーモニター、 On & Offモード切替トグルスイッチ、スピードダイヤル付*15	¥63,000
ECRJCTT	<input type="checkbox"/> R-net マルチドライブジョイスティック カラーモニター、 On & Offモード切替トグルスイッチ、プロファイル切替トグルスイッチ付 *15	¥63,000
ECRJCTPL	<input type="checkbox"/> R-net マルチドライブジョイスティック カラーモニター、 On & Offモード切替トグルスイッチ、プロファイル切替トグルスイッチ、ライト操作付*15	¥75,000

*15 全拡張式R-net PM 120ampコントローラー (ECR120) が必要です。
*16 ジョイスティックやOMNISクリーンとのインターフェイスとなるため拡張式コントローラーを合わせて購入してください。

ジョイスティック取付マウントの選択

JSMF	<input type="checkbox"/> 固定式マウント	無料
JMSA	<input type="checkbox"/> スイングアウェイ式マウント <input type="checkbox"/> 側方スイングアウェイ式 <input type="checkbox"/> 35° 側下方スイングアウェイ式	¥50,000
JSMCM	<input type="checkbox"/> 中央取付けスイングアウェイ式	¥50,000

ジョイスティックマウント取付ブラケットの選択

JSMFH	<input type="checkbox"/> 高さ固定式	標準
JSMAH	<input type="checkbox"/> 高さ調整可能式 (スイングアウェイ式マウントとの併用の必要はございません。)	¥21,000

ジョイスティック設置位置

HML	<input type="checkbox"/> 左側	HMR	<input type="checkbox"/> 右側
-----	-----------------------------	-----	-----------------------------

ジョイスティックハンドル

JSH	<input type="checkbox"/> スティックハンドル	標準	JTH	<input type="checkbox"/> T型ハンドル	¥10,000
JBH	<input type="checkbox"/> ボールハンドル	¥10,000	JGP	<input type="checkbox"/> ゴールポストハンドル	¥10,000
JFBH	<input type="checkbox"/> フォームボールハンドル	¥10,000			

(注) 製品の仕様や価格は予告なしに変更される事があります。最新の情報については弊社アクセスインターナショナルまでお問合せください。

介助者用ドライブコントロールオプション

EADC	<input type="checkbox"/> R-net ELとPMコントローラー用、介助者用ハンドコントロール	¥150,000
------	--	----------

介助者用ジョイスティック設置位置

EADCL	<input type="checkbox"/> 左後ろ側	無料	EADCR	<input type="checkbox"/> 右後ろ側	無料
-------	-------------------------------	----	-------	-------------------------------	----

エンハンスディスプレイ & デジタルインターフェースボックス (特殊コントロールを含む)

EDIB	<input type="checkbox"/> Omni(オムニ) ディスプレイカラーモニター *17	¥175,000
------	--	----------

*17 ドライバーコントロールで、他のデバイスを使ってのスイッチ操作が可能です。R-net PM(ECR120)全拡張式コントローラーが必要です。

エンハンスディスプレイ設置

EDSAM	<input type="checkbox"/> スイングアウェイ式OMNIモニター取付用マウント		
	EDML <input type="checkbox"/> 左側	EDMR <input type="checkbox"/> 右側	無料

インプット / アウトプットモジュール (環境コントロールモジュール)

IOM	<input type="checkbox"/> IOMインプット / アウトプットモジュール(環境コントロールモジュール)*18	¥125,000
-----	---	----------

*18 R-net PM(ECR120)全拡張式コントローラーが必要です。

パワーオプション & シーティング

SAABA	<input type="checkbox"/> リハビリシート - シートフレームのみ *23	標準	
SAABA-COR3	<input type="checkbox"/> Corbeauスポーツバック付リハビリシート - 手動リクライニングリリースレバー付 *21*24		
	<input type="checkbox"/> レバー左	<input type="checkbox"/> レバー右	¥275,000
SAPTXX	<input type="checkbox"/> CG 電動ティルト *20*22	¥347,000	
SAPRX	<input type="checkbox"/> 電動リクライニング *20*22*23	¥358,000	
SAPTPRX	<input type="checkbox"/> CG 電動ティルトと電動リクライニング *20*22*23	¥1,000,000	
SAPESX	<input type="checkbox"/> 11" 電動リフト、移乗アシスト用 *20*22	¥750,000	
ADDPESX	<input type="checkbox"/> モジュール - 11" 電動リフトをSAPTXX, SAPRX, SAPTPRXのいずれかに追加 *22	¥542,000	
ADDMR	<input type="checkbox"/> モジュール - 手動リクライニング *22*23	¥150,000	

*20 フル調整可能式Amyseat(SAABA)が含まれています。

*21 ユーザー体重113 kgまで可能です。

*22 ユーザー体重136 kgまで可能です。

*23 パワー又は手動リクライニング付(STDSB, STDSB/CUSTOM)を選択される場合、Contour/バックサポートオプションの利用をお勧めします。

Corbeauバックは電動リクライニングとは併用できませんが、手動リクライニングがついています。電動ティルト50°まで

*24 11" 電動リフトと電動エレベーターレグ、センターマウントオプションとは併用できます。

Corbeauスポーツバックオプションはワンサイズですが、シート幅が16"から20"まで選択できます。

エレクトロニクス - シングル又はデュアル (1又は2アクチュエーター) パワーシート・スルードライブ コントローラー

SAC	<input type="checkbox"/> シングル(1アクチュエーター) パワーシート・スルードライブコントローラー	¥50,000
DAC	<input type="checkbox"/> デュアル(2アクチュエーター) パワーシート・スルードライブコントローラー	¥82,000

SAC又はDACをご利用の場合、下記よりアクティベーションとポジションを選んでください。

SWTJSS	<input type="checkbox"/> R-netジョイスティック又は特殊コントロールで、シングルアクチュエーターを起動 *25*26	標準	
SWTJSD	<input type="checkbox"/> R-netジョイスティック又は特殊コントロールで、デュアルアクチュエーターを起動 *25*27	標準	
SWTOGGLE	<input type="checkbox"/> シングルトグルスイッチ(シングルモード: DAC - デュアルモード: SAC) *26*27		
	<input type="checkbox"/> ユーザー起動	<input type="checkbox"/> 介護者起動	無料
SWPUSH1	<input type="checkbox"/> シングルプッシュボタンスイッチ (シングルモード: SAC) *26		
	<input type="checkbox"/> ユーザー起動	<input type="checkbox"/> 介護者起動	無料
SWPUSH2	<input type="checkbox"/> デュアルプッシュボタンスイッチ (シングルモード: DAC - デュアルモード: SAC) *26*27		
	<input type="checkbox"/> ユーザー起動	<input type="checkbox"/> 介護者起動	無料
EPSV	<input type="checkbox"/> 6キーVR2ハンドコントロールで、ティルト又は リフトを起動 *28	無料	
EPSEL	<input type="checkbox"/> R-net ELハンドコントロールでティルト又は リフトを起動 *29	無料	

*25 R-net EL(ECEL90)又はPM(ECR120)全拡張式コントローラーが必要です。

*26 シングル(1アクチュエーター)パワーシート・スルードライブコントローラー(SAC)が必要です。

*27 デュアル(2アクチュエーター)パワーシート・スルードライブコントローラー(DAC)が必要です。

*28 6キーVR2ジョイスティック(ECVJ6K)で電動ティルト又は11"電動リフトを起動することができます。

*29 R-net ELジョイスティック(ECELJ & ECELJL)で11"電動リフトを起動することができます。

エレクトロニクス - マルチプル(3から6アクチュエーター)パワーシート・スルードライブ コントローラー

MAC	<input type="checkbox"/> R-netマルチプル・パワーシートスルードライブ(電動ティルト、電動リクライニング、電動ELRを選択の場合は無料です)	¥375,000
-----	--	----------

※モデルにより標準仕様

MACを選択の場合、下記の中から起動方法とポジションを選んでください。

SWTJSM	<input type="checkbox"/> R-net ジョイスティック又は特殊コントロールで、マルチプルアクチュエーターを起動 ^{*30*31}	標準
SWMULTI	<input type="checkbox"/> 4 ウェイトグルスイッチ (4種起動まで) ^{*30}	無料
	<input type="checkbox"/> ユーザー起動 <input type="checkbox"/> 介護者起動	
SWMULTIT	<input type="checkbox"/> トリプルトルグルスイッチ (5起動まで) ^{*30}	無料
	<input type="checkbox"/> ユーザー起動 <input type="checkbox"/> 介護者起動	
SWPUSH4	<input type="checkbox"/> 4 ウェイプッシュボタンスイッチ ^{*30}	無料
	<input type="checkbox"/> ユーザー起動 <input type="checkbox"/> 介護者起動	
SWPUSH5	<input type="checkbox"/> 5 ウェイプッシュボタンスイッチ ^{*30}	無料
	<input type="checkbox"/> ユーザー起動 <input type="checkbox"/> 介護者起動	

*30 マルチプル(3から6アクチュエーター)パワーシートスルードライブコントローラー(MAC)が必要です。

*31 R-net EL(ECEL90)又はPM(ECR120)全拡張式コントローラーと、マルチ・パワーシートスルードライブ(MAC)が必要です。

スイッチ起動取付位置

TSML	<input type="checkbox"/> 取付け位置:左側	無料	TSMR	<input type="checkbox"/> 取付け位置:右側	無料
------	-----------------------------------	----	------	-----------------------------------	----

初期設定シート角度(リクライニングをつけない場合)

SOBAA	<input type="checkbox"/> 必ず一つ選択してください。:	<input type="checkbox"/> 86°	<input type="checkbox"/> 90°	<input type="checkbox"/> 94°	<input type="checkbox"/> 98°	<input type="checkbox"/> 102°	<input type="checkbox"/> 106°	<input type="checkbox"/> 110°	<input type="checkbox"/> 114°	<input type="checkbox"/> 118°	<input type="checkbox"/> 122°
-------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

小児用調節可能式シート幅

SOWN11-16	<input type="checkbox"/> (地面からシートまでの高さが1 1/4"高くなります)
SOWN11-16	<input type="checkbox"/> 11" <input type="checkbox"/> 12" <input type="checkbox"/> 13" <input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16"

小児用調節可能式シート奥行き

SODN11-16	<input type="checkbox"/> 11" <input type="checkbox"/> 12" <input type="checkbox"/> 13" <input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16"	無料
-----------	---	----

スタンダード調整可能式シート幅

SOWN15-20-19	<input type="checkbox"/> 幅調整15"から20"まで可能、奥行き19"まで	
SOWN15-20	<input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 19" <input type="checkbox"/> 20"	無料

調整可能式シート奥行き

SODN15-19	<input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 19" <input type="checkbox"/> 20"	無料
-----------	---	----

バックポスト高さ³⁴ (シートパンからプッシュ・ハンドルの1番上までの高さ)

SOBH16-26	<input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 26"	無料
-----------	---	----

*34 Corbeauスポーツバック付リハビシート(SAABA-COR3)では、バックポストオプションは併用できません。

バックサポート

STDSB	<input type="checkbox"/> コントゥアーバックサポート(11"~20"幅、シエルの最大高さ22")	無料
-------	--	----

バックサポート高さ (シートパンからバックサポートの1番上までの高さ)

SOBCH16-28	<input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 26" <input type="checkbox"/> 28"	無料
------------	--	----

アームレスト

キャンティレバー - 高さ調整可能式アームレスト (リクライニングなし用 - 2つ選択)

SOAFBPFLH	<input type="checkbox"/>	小児用フリップバックキャンティレバー - フルサイズ左 (高さ11" ~ 15"まで1"単位で調整可能)	標準
SOAFBPFRH	<input type="checkbox"/>	小児用フリップバックキャンティレバー - フルサイズ右 (高さ11" ~ 15"まで1"単位で調整可能)	標準
SOAFBPD LH	<input type="checkbox"/>	小児用フリップバックキャンティレバー - デスクサイズ左 (高さ11" ~ 15"まで1"単位で調整可能)	標準
SOAFBPDRH	<input type="checkbox"/>	小児用フリップバックキャンティレバー - デスクサイズ右 (高さ11" ~ 15"まで1"単位で調整可能)	標準
SOAFBFLH	<input type="checkbox"/>	成人用フリップバックキャンティレバー - フルサイズ左 (高さ11" ~ 15"まで1"単位で調整可能)	無料
SOAFBFRH	<input type="checkbox"/>	成人用フリップバックキャンティレバー - フルサイズ右 (高さ11" ~ 15"まで1"単位で調整可能)	無料
SOAFBD LH	<input type="checkbox"/>	成人用フリップバックキャンティレバー - デスクサイズ左 (高さ11" ~ 15"まで1"単位で調整可能)	無料
SOAFBDRH	<input type="checkbox"/>	成人用フリップバックキャンティレバー - デスクサイズ右 (高さ11" ~ 15"まで1"単位で調整可能)	無料

デュアルポスト - 高さ調整可能式アームレスト (リクライニングなし用 - 2つ選択)

SOADPPLH	<input type="checkbox"/>	小児用高さ調整可能式デュアルポスト - 左 (高さ7" ~ 10"まで調整可能)	無料
SOADPPRH	<input type="checkbox"/>	小児用高さ調整可能式デュアルポスト - 右 (高さ7" ~ 10"まで調整可能)	無料
SOADPFLH	<input type="checkbox"/>	成人用高さ調整可能式デュアルポスト - フルサイズ左 (高さ9 1/2" ~ 13 1/2"まで調整可能)	無料
SOADPFRH	<input type="checkbox"/>	成人用高さ調整可能式デュアルポスト - フルサイズ右 (高さ9 1/2" ~ 13 1/2"まで調整可能)	無料
SOADPDLH	<input type="checkbox"/>	成人用高さ調整可能式デュアルポスト - デスクサイズ左 (高さ9 1/2" ~ 13 1/2"まで調整可能)	無料
SOADPDRH	<input type="checkbox"/>	成人用高さ調整可能式デュアルポスト - デスクサイズ右 (高さ9 1/2" ~ 13 1/2"まで調整可能)	無料

リクライニングフリップアップ、高さ調整可能式アームレスト (リクライニング付用 - 2つ選択)

SOANIFLH	<input type="checkbox"/>	リクライニングアームレスト - フルサイズ左 (高さ10 1/2" ~ 14"まで1/2"単位で調整可能)	無料
SOANIFRH	<input type="checkbox"/>	リクライニングアームレスト - フルサイズ右 (高さ10 1/2" ~ 14"まで1/2"単位で調整可能)	無料
SOANIDLH	<input type="checkbox"/>	リクライニングアームレスト - デスクサイズ左 (高さ10 1/2" ~ 14"まで1/2"単位で調整可能)	無料
SOANIDRH	<input type="checkbox"/>	リクライニングアームレスト - デスクサイズ右 (高さ10 1/2" ~ 14"まで1/2"単位で調整可能)	無料

アームレスト工場出荷時高さの調整

アームレストの高さを _____" に設定
(アームレスト高さはシートパンからアームパッド上部までの距離。デュアルポストの場合は必要ありません。)

アームパッド

SOWAPD	<input type="checkbox"/>	デスクサイズウォーターフォール (10")	取付け位置	<input type="checkbox"/>	左側	<input type="checkbox"/>	右側	無料
SOWAPF	<input type="checkbox"/>	フルサイズウォーターフォール (14")	取付け位置	<input type="checkbox"/>	左側	<input type="checkbox"/>	右側	無料
SOFAPD	<input type="checkbox"/>	デスクサイズスタンダード (10")	取付け位置	<input type="checkbox"/>	左側	<input type="checkbox"/>	右側	標準
SOFAPF	<input type="checkbox"/>	フルサイズスタンダード (14")	取付け位置	<input type="checkbox"/>	左側	<input type="checkbox"/>	右側	標準
SOCAR	<input type="checkbox"/>	ハンドサポート付アームトラフ (18" x 4 1/2") ^{*37}	取付け位置	<input type="checkbox"/>	左側	<input type="checkbox"/>	右側	¥24,000
SOGELF	<input type="checkbox"/>	フルサイズハイブリッドジェル&フォームアームパッド (14" x 2.5")	取付け位置	<input type="checkbox"/>	左側	<input type="checkbox"/>	右側	¥8,000

*37 サポート付アームトラフは、アームレストを後ろに倒すときに妨げになる場合があります。

フットレスト

SOPAAF	<input type="checkbox"/> 小児用スイングアウェイフットレスト	設定角度: <input type="checkbox"/> 60° <input type="checkbox"/> 70° <input type="checkbox"/> 80° *38 <input type="checkbox"/> 90° *38	標準
	下腿長設定域: <input type="checkbox"/> SOFLP5 (5 1/2" - 7 1/2") <input type="checkbox"/> SOFLP8 (8 1/2" - 10 1/2") <input type="checkbox"/> SOFLP10 (10 1/2" - 15 1/2")		
SOAAF	<input type="checkbox"/> 成人用スイングアウェイフットレスト	設定角度: <input type="checkbox"/> 60° <input type="checkbox"/> 70° <input type="checkbox"/> 80°	標準
	下腿長設定域: <input type="checkbox"/> SOFLHD12 (12 1/2" - 15 1/2") <input type="checkbox"/> SOFLHD14 (14 1/2" - 19 1/2")		
ADDPL	<input type="checkbox"/> 成人用電動スイングアウェイフットレスト	機能選択: <input type="checkbox"/> インディビジュアル*40 <input type="checkbox"/> コンバイン*41	¥380,000
	下腿長設定域: <input type="checkbox"/> SOFLPW12 (12 1/2" - 15 1/2") <input type="checkbox"/> SOFLPW14 (14 1/2" - 19 1/2")		

下腿長の設定を_____ " に設定 *42
下腿長はシートパンからかかとまでの長さ

- *38 シート構成によりこのオプションは適応できない場合があります。
- *39 カーフパッドが付きます。
- *40 左右のフットレストを個々に操作します。
- *41 両フットレストを同時に操作します。
- *42 フットレストサイズはシートパン上部からフットプレート上部までの距離です。

フットプレート & アクセサリー

SOSFAF	<input type="checkbox"/> フリップアップフットプレート	標準
SOAFP	<input type="checkbox"/> 角度調整可能式フリップアップフットプレート - 左右1組	\$25,000
SOAHL	<input type="checkbox"/> ヒールループ - 左右1組	¥5,000
SOACPF	<input type="checkbox"/> スイングアウェイフットレスト(SOAAF) 用ヘビーデューティーカーフパッド成人用調整可能式ハードウェア付 - 左右	¥15,000

センターマウント

SOAAF90	<input type="checkbox"/> 90° 固定式センターマウントインターフェースブラケット *46*47	¥25,000
	下腿長設定域: <input type="checkbox"/> SOFBP7 (7 1/2" - 12 1/2") <input type="checkbox"/> SOFBA12 (12 1/2" - 16 1/2") <input type="checkbox"/> SOFBA16 (16 1/2" - 20 1/2")	
ADDPF	<input type="checkbox"/> 90° 電動センターマウントフットレスト (カーフパッド付) ***12 1/2"ドライブホイールには適用できません。*43*44*47*	¥375,000
	下腿長設定域: <input type="checkbox"/> SOFBPW12 (12 1/2" - 16 1/2") <input type="checkbox"/> SOFBPW16 (16 1/2" - 20 1/2")	

下腿長の設定を_____ " に設定 *45
下腿長はシートパンからかかとまでの長さ

- *43 電動センターマウントをひとつのパワー機能で操作します。
- *44 カーフパッドが付きます。
- *45 フットプラットフォームサイズはシートパン上部からフットプラットフォーム又はスプリットフットプレート上部までの距離です。
- *46 一体型センターマウントフットプラットフォーム(SOFUFP)又はスプリットフットプレート(SOAFPFB)と、シートを連結します。
- *47 一体型センターマウントフットプラットフォーム(SOFUFP)又はスプリットフットプレート(SOAFPFB)のいずれかを選んでください。
- *48 電動センターマウントはストレートフロントキャスターアームとは併用できません。

フットプラットフォーム & アクセサリー

SOFUFP	<input type="checkbox"/> フリップアップ一体型フットプラットフォーム	無料
SOAFPFB	<input type="checkbox"/> 角度調整可能式 & センターマウントフリップアップ スプリット フットプレート - 左右1組	¥25,000
SOACPCM	<input type="checkbox"/> 90° 固定式センターマウント(SOAAF90)用カーフパッド、調整可能式ハードウェア付 - 左右1組	¥15,000

シートポジショニング

SOAUTO	<input type="checkbox"/> 55"シートポジショニングストラップ	標準
--------	---	----

ヘッドレスト *49

SONUAHR	<input type="checkbox"/> ヘッドレストマウンティングハードウェアを選択。 選択記号: _____	
SOFHRS	<input type="checkbox"/> スモールカーブヘッドレストパッド 4" x 9"	¥25,000
SOFHRM	<input type="checkbox"/> ミディアムカーブヘッドレストパッド 5" x 10"	¥25,000
SOFHRL	<input type="checkbox"/> ラージカーブヘッドレストパッド 6" x 11"	¥25,000
SOSAH	<input type="checkbox"/> シングル軸着脱式取り付け金具	¥23,000
SOMAH	<input type="checkbox"/> マルチ軸着脱式取り付け金具	¥38,000
SOHRBC	<input type="checkbox"/> コントゥアーバックサポートへ取付用ブラケット(SOSAH及びSOMAHではリクライニングなし)	無料
SOHRBS	<input type="checkbox"/> シートフレームクロスバーへ取付用ブラケット(SOSAH及びSOMAHではリクライニングなし)	無料
SOHRPR	<input type="checkbox"/> シートフレームへ取付用ブラケット(SOSAH及びSOMAHでは電動リクライニング付)	無料

マウンティングハードウェアと、ヘッドレストを上記よりひとつ選択し、
ヘッドレストの取付位置(フレーム又はバッククッション)を明記してください。

*49 ヘッドレストオプションはCorbeauスポーツバックオプション付リハビリティシート(SAABA-COR3)とは併用できません。

ラテラルランクサポート *50

SOSLS3	<input type="checkbox"/> スモールカーブパッド付き調整可能式ラテラル(左右) - 3" x 5"	¥38,000
SOSLM4	<input type="checkbox"/> ミディアムカーブパッド付き調整可能式ラテラル(左右) - 4" x 6"	¥50,000
SOSLL5	<input type="checkbox"/> ラージカーブパッド付き調整可能式ラテラル(左右) - 5" x 7"	¥50,000
SOSLHM	<input type="checkbox"/> 調整可能式スイングアウェイハードウェアマウント - (左右)	¥50,000

上記よりラテラルパッドをひとつと、調整・取り外し可能ハードウェアを選択してください。

*50 ラテラルランクサポートはCorbeauスポーツバック付リハビリティシート(SAABA-COR3)とは併用できません。

ヒップ & 大腿サポート

SOHTSS10	<input type="checkbox"/> 調整可能式ヒップ & 大腿サポートパッド(左右) - スモール 10" x 4"	¥38,000
SOHTSM12	<input type="checkbox"/> 調整可能式ヒップ & 大腿サポートパッド(左右) - ミディアム 12" x 5"	¥38,000
SOHTSL14	<input type="checkbox"/> 調整可能式ヒップ & 大腿サポートパッド(左右) - ラージ 14" x 6"	¥38,000
SOHTSARH	<input type="checkbox"/> 調整、取り外し可能式ヒップ & 大腿サポートハードウェア - (左右)	¥38,000

上記よりヒップ & 大腿サポートパッドと、調整・取り外し可能ハードウェアを選んでください。

アクセサリ

SOCH	<input type="checkbox"/> カップホルダー(セルフレベリング)	¥15,000
SOPHP	<input type="checkbox"/> RAMマウント X-グリップスマートフォンホルダー	¥25,000
SOTHS	<input type="checkbox"/> RAMマウント X-グリップ小型タブレットホルダー	¥25,000
SOTHL	<input type="checkbox"/> RAMマウント X-グリップ大型タブレットホルダー	¥38,000

スイッチとオプション

ASCDDT	<input type="checkbox"/> DTTプログラマーパッド	¥125,000
ASCPCP	<input type="checkbox"/> P&Gドングル、PC互換機	¥63,000
SSBS	<input type="checkbox"/> パディーボタンスイッチ	¥20,000
SSES	<input type="checkbox"/> エッグスイッチ - ブラック	¥20,000
SSML	<input type="checkbox"/> ミニライトスイッチ	¥20,000

ミッドラインマウント用プロポーションナルミニジョイスティック				
SCPGMJS	<input type="checkbox"/>	ミッドラインマウント用PGドライブJC200プロポーションナルコンパクトリモートジョイスティック *51*52	¥175,000	
SCGMJSM	<input type="checkbox"/>	JC200用Gatlinミッドラインスイングアウエイマウント *55	¥50,000	
	<input type="checkbox"/>	左側取付け (MLH)	<input type="checkbox"/>	右側取付け (MRH)
SCSIMP	<input type="checkbox"/>	Switch-It MicroPilotライトタッチミニプロポーションナルジョイスティック *51*52	¥475,000	
SCGMPPM	<input type="checkbox"/>	MicroPilot用Gatlinミッドラインスイングアウエイマウント *56	¥50,000	
	<input type="checkbox"/>	左側取付け (MLH)	<input type="checkbox"/>	右側取付け (MRH)
SCBTM	<input type="checkbox"/>	MicroPilot用ブレットハンドトレイ *57	¥63,000	
	<input type="checkbox"/>	左側取付け (MLH)	<input type="checkbox"/>	右側取付け (MRH)

アームレストマウント用プロポーションナルミニジョイスティック				
SCPGMJS	<input type="checkbox"/>	アームレストマウント用PGドライブJC200プロポーションナルコンパクトリモートジョイスティック *51*52	¥175,000	
SCARMJSM	<input type="checkbox"/>	JC200用Gatlinミッドラインスイングアウエイマウント *55	¥50,000	
	<input type="checkbox"/>	左側取付け (MLH)	<input type="checkbox"/>	右側取付け (MRH)
SCSIMP	<input type="checkbox"/>	Switch-It MicroPilotライトタッチミニプロポーションナルジョイスティック *51*52	¥475,000	
SCARMPM	<input type="checkbox"/>	スイングアウエイ式マルチ軸 アームレストマウント *56	¥50,000	
	<input type="checkbox"/>	左側取付け (MLH)	<input type="checkbox"/>	右側取付け (MRH)
SCBTM	<input type="checkbox"/>	MicroPilot 用ブレットハンドトレイ *57	¥63,000	
	<input type="checkbox"/>	左側取付け (MLH)	<input type="checkbox"/>	右側取付け (MRH)

プロポーションナルRIMヘッドコントロールパッケージ *58				
SCPHC	<input type="checkbox"/>	プロポーションナルRIMヘッドコントロールパッケージ *51*52	¥400,000	
SCSRM	<input type="checkbox"/>	モードスイッチ用Stealth Rock-n-Lockスイングアウエイマウント *52	¥50,000	
	<input type="checkbox"/>	左ヘスイング (SWL)	<input type="checkbox"/>	右ヘスイング (SWR)
SSES	<input type="checkbox"/>	モード変更用エッグスイッチ - ブラック *52*54	¥20,000	
	<input type="checkbox"/>	左側取付け (MLH)	<input type="checkbox"/>	右側取付け (MRH)
SOMAH	<input type="checkbox"/>	マルチ軸ヘッドレスト着脱式取り付け金具 *52	¥38,000	

- *51 Omniエンハンスディスプレイ & デジタルインターフェースボックス(EDIB)が必要です。
- *52 セットで選択してください。
- *53 ヘッドレストパッドをひとつ選んでください。
- *54 モードスイッチタイプは6ページのオプションに変更可能です。
- *55 PGドライブJC200ミニジョイスティックと必ず併用してください。
- *56 Switch-It MicroPilot と必ず併用してください。
- *57 Switch-It MicroPilot とのみ併用可能です。
- *58 Corbeauスポーツバック付リハビシート(SAABA-COR3)とは併用できません。

カスタムセクション *59

* 59 納品期間が長くなることがあります。価格、仕様に関してはお電話でお問い合わせください。

カスタムオプション (価格はお問い合わせください)

PAT	<input type="checkbox"/>	電動前方ティルト *63*64	価格はお問い合わせください			
CUSTOM1	<input type="checkbox"/>	電動側方ティルト15° *63*64	価格はお問い合わせください			
	<input type="checkbox"/>	左のみ上昇 (L)	<input type="checkbox"/>	右のみ上昇 (R)	<input type="checkbox"/>	左右上昇 (LR)
CUSTOM2	<input type="checkbox"/>	電動フリップアップフットプラットフォーム *63	価格はお問い合わせください			
		(構成品との組合せ不可、ユーザー体重制限に関しては、お電話でお問い合わせください)				
CUSTOM3	<input type="checkbox"/>	電動リフトフットプラットフォーム *63	価格はお問い合わせください			
		(構成品との組合せ不可、ユーザー体重制限に関しては、お電話でお問い合わせください)				
CUSTOM4	<input type="checkbox"/>	マニュアルホイールロック (手動ブレーキ)	¥50,000			
CUSTOM5	<input type="checkbox"/>	ノンスタンダードフレームカラー (選択しただけないカラーもありますので、お問い合わせください)	¥88,000			
CUSTOM6	<input type="checkbox"/>	レッド & ホワイトリフレクターキットステッカー (取付はいたしません - 取扱説明書の入った袋に封入)	無料			

- *63 詳細、仕様を明記してください。
- *64 耐荷重136 kgまで。